



# ARU®

Polster- und Bettungsmaterial  
Padding and bedding materials

9



**Wir****helfen**

LEBENSQUALITÄT UND WOHLBEFINDEN  
DER MENSCHEN ZU STEIGERN!

Sie möchten zukünftig immer über

**aktuelle Neuheiten und wichtige Nachrichten**

aus dem Hause RuckgaberBrüggemann informiert werden?

Would you like to be kept up to date with

**latest innovations and important news**

from RuckgaberBrüggemann?



**NEU  
NEW**



**+49 7457 9497-0**


[www.ruckgaber.de/whatsapp/datenschutz](http://www.ruckgaber.de/whatsapp/datenschutz)

Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Handy und melden sich über WhatsApp bei uns an.

**Ab sofort profitieren Sie von unserem Service.**

Scan this QR code with your mobile phone and register via WhatsApp.

**You can now benefit from our service.**



Wir bringen für Sie alles auf Maß und in Form,

und das **ohne Mehrkosten!**

Serviceleistungen sind bei uns ein wichtiger Baustein, um auf Kundenwünsche individuell einzugehen und bei Problemlösungen zu helfen.

Service - das heißt bei uns: Das ist für Sie nicht mit Kosten verbunden!

Gerade in der Weiterverarbeitung von unterschiedlichsten Materialien liegt unsere besondere Stärke. Dazu gehören Stanzen, Schneiden, Spalten, Perforieren und Kaschieren nach Ihren Vorstellungen.

Die Vielfalt unseres Angebotes lässt in Bezug auf Form und Größe keine Wünsche offen.

Dieser Katalog verschafft Ihnen einen Überblick unseres Portfolios.

Services are important for us in order to respond to individual customer requests and to help solve problems.



To us, service means that there are no costs involved for you!

Our particular strength lies in the processing of a wide variety of materials. This includes punching, cutting, splitting, perforating and laminating according to your requirements.



The diversity of our range leaves nothing to be desired in terms of shape and size. This catalogue gives you an overview of our portfolio.




Schneiden mit höchster Präzision. Cutting with high precision.



Auf die richtige Stärke bringen. Get it to the right strength.



Hier geht es zum Katalog  
ARU® Stanz- und Schneidtechnik  
Click here for the ARU® Punching  
and cutting technology





**Inhalt / Contents**

**Polstermaterial**  
**Padding materials**

6 - 26

**Polster- und Bettungsmaterial**  
**Padding and bedding materials**

27 - 39

**Kombimaterialien und Verbundplatten**  
**Combination materials and composite plates**

40 - 52

**Polster- und Aufbauplatten**  
**Padding and build-up materials**

53 - 59

**Aufbau-, Polster- und Bezugsmaterial**  
**Build-up, padding and cover materials**

60 - 64

**Schockabsorber**  
**Shock absorber**

65


**Zubehör**  
**Accessories**

66 - 69

## Polstermaterial / Padding materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	
P2	PU-Schaumstoff, höchste Rückstellfähigkeit, atmungsaktiv, dauerbelastbar, hautfreundlich, formstabil, sehr gut verarbeitbar, Härte: ca. 10° - 12° Shore A, einseitig rau <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, Polster aller Art  * = beidseitig rau ** = perforiert	31107015	hautfarben	skin coloured	1,5	1.370 x 1.000
		31107016*	hautfarben	skin coloured	1,5	1.370 x 1.000
		31107021*	hautfarben	skin coloured	2,0	1.370 x 1.000
		31107030	hautfarben	skin coloured	3,0	1.370 x 1.000
		31107031*	hautfarben	skin coloured	3,0	1.370 x 1.000
		31107035**	hautfarben	skin coloured	3,0	1.370 x 1.000
		31107045	hautfarben	skin coloured	4,5	1.370 x 1.000
		31107046*	hautfarben	skin coloured	4,5	1.370 x 1.000
		31107060	hautfarben	skin coloured	6,0	1.370 x 1.000
		31107061*	hautfarben	skin coloured	6,0	1.370 x 1.000
		31107090	hautfarben	skin coloured	9,0	1.370 x 1.000
P2	PU cellular material, highest ability to return to original position, air-permeable, can take permanent loads, kind to the skin, form stable, very good for further processing, hardness: approx. 10° - 12° Shore A, one-sided rough <b>application:</b> foot orthotics and footbeds, for many cushioning applications in orthopaedics and orthopaedic shoemaking  * = two-sided rough ** = perforated	31107215	hautfarben	skin coloured	1,5	20 m x 11 cm
		31107230	hautfarben	skin coloured	3,0	20 m x 11 cm
		31107260	hautfarben	skin coloured	6,0	10 m x 11 cm



p²resorb	Hohe Rückstelleigen- schaften, hohe Dauerelastizität, ca. 17° Shore A, beschichtet	11136502	hautfarben	skin coloured	2,0	1.100 x 1.500
		11136503	hautfarben	skin coloured	3,0	1.100 x 1.500
		11136506	hautfarben	skin coloured	6,0	1.100 x 1.500
		11136520	schwarz	black	2,0	1.100 x 740
p²resorb	Good recovery properties, high level of permanent elasticity, approx. 17° Shore A, coated	11136530	schwarz	black	3,0	1.100 x 740



p²rebound rot	p²rebound ist ein hoch elastisches Material mit ausgeprägten dynamischen Dämpfungs- und Rückstell- eigenschaften. Das Material ist aufgrund seiner „Fest- Elastischen-Struktur“ für ausdauernde Belastungen ausgelegt und ist zuverlässig langlebig. <b>ENERGIERÜCKGEBEND</b>	31110412	rot	red	2,0	1.100 x 1.500
		31110413	rot	red	3,0	1.100 x 1.500
		31110414	rot	red	4,0	1.100 x 1.500
		31110416	rot	red	6,0	1.100 x 1.500



### Nutzen (Patient)

Durch seine hohen dynamischen Dämpfungs- und Rückstelleigenschaften ist das p²rebound Material in der Lage, Bewegungsenergie zurückzugeben. Das bewirkt, dass der Fuß bereits beim Fersenauftritt federnd entlastet und geführt wird. Bei ausdauernden Bewegungen werden Bewegungskräfte zum Teil zurückgegeben.

### p²rebound red

p²rebound is a highly elastic material with outstanding dynamic cushioning and recovery properties. Thanks to its 'firm elastic structure', the material is designed for sustained stress and is reliably durable.

### ENERGY-RETURNING

### Benefit (patient)

With its highly dynamic cushioning and recovery properties, the p²rebound material is able to return kinetic energy. This provides cushioned relief and guides the foot as early as the heel impact. In sustained movement, kinetic force is partially returned.

## Polstermaterial / Padding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
<b>p<sup>2</sup>rebound rot</b>	p <sup>2</sup> rebound ist ein hoch elastisches Material mit ausgeprägten dynamischen Dämpfungs- und Rückstell-eigenschaften. Das Material ist aufgrund seiner „Fest-Elastischen-Struktur“ für ausdauernde Belastungen ausgelegt und ist zuverlässig langlebig. <b>STARK ENERGIERÜCKGEBEND</b>	31110402	gelb	yellow	2,0 1.100 x 1.500
		31110403	gelb	yellow	3,0 1.100 x 1.500
		31110404	gelb	yellow	4,0 1.100 x 1.500
		31110406	gelb	yellow	6,0 1.100 x 1.500



### Nutzen (Patient)

Durch seine hohen dynamischen Dämpfungs- und Rückstelleigenschaften ist das p<sup>2</sup>rebound Material in der Lage, Bewegungsenergie zurückzugeben. Das bewirkt, dass der Fuß bereits beim Fersenauftritt federnd entlastet und geführt wird. Bei ausdauernden Bewegungen werden Bewegungskräfte zum Teil zurückgegeben.



<b>p<sup>2</sup>rebound red</b>	p <sup>2</sup> rebound is a highly elastic material with outstanding dynamic cushioning and recovery properties. Thanks to its 'firm elastic structure', the material is designed for sustained stress and is reliably durable.
-------------------------------------	---

### HIGHLY ENERGY-RETURNING

### Benefit (patient)

With its highly dynamic cushioning and recovery properties, the p<sup>2</sup>rebound material is able to return kinetic energy. This provides cushioned relief and guides the foot as early as the heel impact. In sustained movement, kinetic force is partially returned.

<b>Scheinolon</b>	PU-Schaumstoff, sehr hohe Rückstellkraft, hervorragende Polster-eigenschaften, formstabil, sehr gut verarbeitbar, Härte: ca. 10° - 12° Shore A, einseitig rau <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, Polster aller Art	31110015	hautfarben	skin coloured	1,5 1.370 x 1.000
		31110030	hautfarben	skin coloured	3,0 1.370 x 1.000
		31110035**	hautfarben	skin coloured	3,0 1.370 x 1.000
		31110045	hautfarben	skin coloured	4,5 1.370 x 1.000
		31110059***	hautfarben	skin coloured	6,0 1.370 x 1.000
		31110060	hautfarben	skin coloured	6,0 1.370 x 1.000

\*\* = perforiert

\*\*\* = beidseitig glatt

<b>Scheinolon</b>	PU cellular material, very good to return to original position, excellent cushioning, form stable, very good for further processing, hardness: approx. 10° - 12° Shore A, one-sided rough <b>application:</b> foot orthotics and footbeds, for many cushioning applications in orthopaedics and orthopaedic shoemaking	31110031	hautfarben	skin coloured	3,0 20 m x 11 cm
		31110061	hautfarben	skin coloured	6,0 10 m x 11 cm

\*\* = perforated

\*\*\* = two-sided smooth





## Polstermaterial / Padding materials




Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	
ARU®lon	PU-Schaumstoff, atmungsaktiv, formstabil, hervorragende Polster-eigenschaft, sehr gute Rückstellfähigkeit, Härte: ca. 10° - 12° Shore A, einseitig rau <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau	qm-Ware / sqm goods 31110115	hautfarben	skin coloured	1,5	1.520 x 1.000
		31110121*	hautfarben	skin coloured	2,0	1.520 x 1.000
		31110130	hautfarben	skin coloured	3,0	1.520 x 1.000
		31110131*	hautfarben	skin coloured	3,0	1.520 x 1.000
		31110145	hautfarben	skin coloured	4,5	1.520 x 1.000
		31110160	hautfarben	skin coloured	6,0	1.520 x 1.000
		31110190**	hautfarben	skin coloured	9,0	1.520 x 1.000

\* = beidseitig rau  
\*\* = beidseitig glatt

ARU®lon  
PU cellular material, air-permeable, form stable, excellent cushioning, very good to return to original position, hardness: approx. 10° - 12° Shore A, one-sided rough  
**application:**  
foot orthotics and footbeds

\* = two-sided rough  
\*\* = two-sided smooth



ARU®pod	PU-Schaumstoff, atmungsaktiv, formstabil, hervorragende Polster-eigenschaft, einseitig rau, sehr gute Rückstellfähigkeit, Härte: ca. 10° - 12° Shore A <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau	qm-Ware / sqm goods 31106624*	blau	blue	2,5	1.370 x 1.000
		31106625	blau	blue	2,5	1.370 x 1.000
		31106630	blau	blue	3,0	1.370 x 1.000
		31106660	blau	blue	6,0	1.370 x 1.000

\* = beidseitig rau

ARU®pod  
PU cellular material, air-permeable, form stable, excellent cushioning, one-sided rough, very good to return to original position, hardness: approx. 10° - 12° Shore A  
**application:**  
foot orthotics and footbeds

\* = two-sided rough



ARU® Neoschaum-gel	Zellgel, sehr leicht, hohe Rückstellkraft, Druckumverteilung, starke Absorption des Auftrittsdrucks, Gewicht: ca. 0,25 - 0,35 g/cm³ <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, als punktuelle Druckentlastung (z.B. Fersensporn, Vorfußpolster usw.)	Plattenware / sheet goods 31102503	blau	blue	3,0	800 x 550
		31102506	blau	blue	6,0	800 x 550

ARU® Neo foam gel  
Cell gel, light weight, very good to return to original position, redistribution of pressure, strong absorption of impact shock, weight: approx. 0.25 - 0.35 g/cm³  
**application:**  
foot orthotics and footbeds selective pressure release, such as heel spur, forefoot padding etc.

## Polstermaterial / Padding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	
ARU®form 10	Polyethylen-Schaumstoff, vielseitiges Polstermaterial, beidseitig geschliffen, sehr gute Druckfestigkeit, geschlossenzellig, sehr gut tiefziehfähig, hautfreundlich, schweißunempfindlich, gut verarbeitbar, abwaschbar, Verformung: ca. 100° - 130°C, Härte: ca. 35° Shore A <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, Sportversorgungen	10501502	hautfarben	skin coloured	2,0	1.050 x 1.050
		10501503	hautfarben	skin coloured	3,0	1.050 x 1.050
		10501504	hautfarben	skin coloured	4,0	1.050 x 1.050
		10501505	hautfarben	skin coloured	5,0	1.050 x 1.050
		10501506	hautfarben	skin coloured	6,0	1.050 x 1.050
		10501507	hautfarben	skin coloured	7,0	1.050 x 1.050
		10501510	hautfarben	skin coloured	10,0	1.050 x 1.050
		10501520	hautfarben	skin coloured	20,0	1.050 x 1.050
		10501403*	hautfarben	skin coloured	3,0	1.050 x 1.050

Plattenware / sheet goods

\* = perforiert

**ARU®form 10** Polyethylene cellular material, multi-purposed cushioning material, closed-cell, ground both sides, extreme high resistance to pressure, very suitable for deep-drawing, kind to the skin, resistant to sweat, easy to process, washable, thermoforming at: approx. 100° - 130°C, hardness: approx. 35° Shore A  
**application:**  
foot orthotics and footbeds sport shoes

\* = perforated

ARU®form 10 onSteam®	ARU®form 10 und der Microfaser onSteam® verbindet die hervorragenden Eigenschaften dieser beiden Materialien miteinander. 100% atmungsaktiv, perforiert, wärmeregulierend, geruchsabweisend, leichte Verarbeitung, sehr hoher Tragekomfort, waschbar, Härte: ca. 35° Shore A <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau	10906270	hautfarben/ beige	skin coloured/ beige	3,9	1.050 x 1.050
----------------------	--	----------	----------------------	-------------------------	-----	---------------

Plattenware / sheet goods

**ARU®form 10 onSteam®** ARU®form 10 and the micro fibre onSteam® combines the features of both materials, 100% breathable, perforated, regulating the temperature, odor resistant, easy to process, washable, best wearing comfort, hardness: approx. 35° Shore A  
**application:**  
foot orthotics



ARU®form 20	Polyethylen-Schaumstoff, vielseitiges Polstermaterial, sehr gute Druckfestigkeit, geschlossenzellig, abwaschbar, sehr gut tiefziehfähig, hautfreundlich, schweißunempfindlich, gut verarbeitbar, beidseitig geschliffen, Verformung: ca. 100° - 130°C, Härte: ca. 36° Shore A <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, Sportversorgungen	10501602	weiss	white	2,0	1.050 x 1.050
		10501603	weiss	white	3,0	1.050 x 1.050
		10501604	weiss	white	4,0	1.050 x 1.050
		10501605	weiss	white	5,0	1.050 x 1.050
		10501606	weiss	white	6,0	1.050 x 1.050
		10501607	weiss	white	7,0	1.050 x 1.050
		10501610	weiss	white	10,0	1.050 x 1.050
		10501620	weiss	white	20,0	1.050 x 1.050

Plattenware / sheet goods

**ARU®form 20** Polyethylene cellular material, multi-purposed cushioning material, closed-cell, extreme high resistance to pressure, very suitable for deep-drawing, kind to the skin, resistant to sweat, easy to process, washable, ground both sides, thermoforming at: approx. 100° - 130°C, hardness: approx. 36° Shore A  
**application:**  
foot orthotics and footbeds, sport shoes

## Polstermaterial / Padding materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx.	Abmessung Size mm
ARU®form 30	Polyethylen-Schaumstoff, vielseitiges Polstermaterial, sehr gute Druckfestigkeit, geschlossenzellig, abwaschbar, sehr gut tiefziehfähig, hautfreundlich, schweißunempfindlich, gut verarbeitbar, beidseitig geschliffen, Verformung: ca. 100° - 130°C, Härte: ca. 30° Shore A <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, Sportversorgungen	10510202	weiss white	2,0	1.050 x 1.050
		10510203	weiss white	3,0	1.050 x 1.050
		10510204	weiss white	4,0	1.050 x 1.050
		10510205	weiss white	5,0	1.050 x 1.050
		10510207	weiss white	7,0	1.050 x 1.050
		10510210	weiss white	10,0	1.050 x 1.050

Plattenware / sheet goods

**ARU®form 30** Polyethylene cellular material, multi-purposed cushioning material, closed-cell, extreme high resistance to pressure, very suitable for deep-drawing, kind to the skin, resistant to sweat, easy to process, washable, ground both sides, thermoforming at: approx. 100° - 130°C, hardness: approx. 30° Shore A  
**application:**  
foot orthotics and footbeds, sport shoes



ARU®form 45	Polyethylen-Schaumstoff, vielseitiges Polstermaterial, sehr gute Druckfestigkeit, geschlossenzellig, abwaschbar, sehr gut tiefziehfähig, hautfreundlich, schweißunempfindlich, gut verarbeitbar, beidseitig geschliffen, Verformung: ca. 100° - 130°C, Härte: ca. 45° Shore A <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, Sportversorgungen	10501702	weiss white	2,0	990 x 990
		10501703	weiss white	3,0	990 x 990
		10501704	weiss white	4,0	990 x 990
		10501705	weiss white	5,0	990 x 990
		10501706	weiss white	6,0	990 x 990
		10501707	weiss white	7,0	990 x 990
		10501708	weiss white	8,0	990 x 990
		10501710	weiss white	10,0	990 x 990
		10501714	weiss white	14,0	990 x 990
		10501715	weiss white	15,0	990 x 990
10501718	weiss white	18,0	990 x 990		

Plattenware / sheet goods

**ARU®form 45** Polyethylene cellular material, multi-purposed cushioning material, closed-cell, extreme high resistance to pressure, very suitable for deep-drawing, kind to the skin, resistant to sweat, easy to process, washable, ground both sides, thermoforming at: approx. 100° - 130°C, hardness: approx. 45° Shore A  
**application:**  
foot orthotics and footbeds, sport shoes



Tepefom 20	Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig, vielseitiges Polstermaterial, hervorragende Druckfestigkeit und Rückstellkraft, samtartige und hautfreundliche Oberfläche, abwaschbar, daher sehr hygienisch, schweißunempfindlich, sehr gut tiefziehfähig, beidseitig geschliffen, Verformung: ca. 100° - 130°C, Härte: ca. 35° Shore A <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, Sportversorgungen	10503602	weiss white	2,0	1.000 x 1.000
		10503604	weiss white	4,0	1.000 x 1.000
		10503605	weiss white	5,0	1.000 x 1.000
		10503607	weiss white	7,0	1.000 x 1.000
		B1020002	hautfarben skin coloured	5,0	1.000 x 1.000

Plattenware / sheet goods

**Tepefom 20** Polyethylene cellular material, multi-purposed cushioning material, closed-cell, extreme high resistance to pressure, very suitable for deep-drawing, kind to the skin, resistant to sweat, easy to process, washable, ground both sides, thermoforming at: approx. 100° - 130°C, hardness: approx. 35° Shore A  
**application:**  
foot orthotics and footbeds, sport shoes




## Polstermaterial / Padding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	
<b>Multiform</b>	Polyethylen-Schaumstoff, vielseitiges Polstermaterial, beidseitig geschliffen, sehr gute Druckfestigkeit, geschlossenzellig, sehr gut tiefziehfähig, hautfreundlich, schweißunempfindlich, gut verarbeitbar, abwaschbar, Verformung: ca. 100° - 130°C, Härte: ca. 30° Shore A <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, Sportversorgungen	10503461	weiss	white	1,0	1.100 x 1.100
		10503462	weiss	white	2,0	1.100 x 1.100
		10503463	weiss	white	3,0	1.100 x 1.100
		10503464	weiss	white	4,0	1.100 x 1.100
		10503465	weiss	white	5,0	1.100 x 1.100
		10503466	weiss	white	6,0	1.100 x 1.100
		10503467	weiss	white	7,0	1.100 x 1.100
		10503470	weiss	white	10,0	1.100 x 1.100
		10503471	weiss	white	15,0	1.100 x 1.100
		10503473	weiss*	white	3,0	1.100 x 1.100
		10503474	weiss*	white	4,0	1.100 x 1.100
		10503493	grün	green	6,0	1.100 x 1.100
		10503562*	grün	green	2,0	1.100 x 1.100
		10503541	blau	blue	2,0	1.100 x 1.100
		10503594	blau	blue	3,0	1.100 x 1.100
		10503494	blau	blue	4,0	1.100 x 1.100
		10503495	blau	blue	5,0	1.100 x 1.100
		10503496	blau	blue	6,0	1.100 x 1.100
		10503497	blau	blue	7,0	1.100 x 1.100
		<b>Multiform</b>	Polyethylene cellular material, multi-purposed cushioning material, ground both sides, closed-cell, extreme high resistance to pressure, very suitable for deep-drawing, kind to the skin, resistant to sweat, easy to process, washable, thermoforming at: approx. 100° - 130°C, hardness: approx. 30° Shore A <b>application:</b> foot orthotics and footbeds, sport shoes	10503499	blau	blue
10503542*	blau			blue	2,0	1.100 x 1.100
10503543*	blau			blue	3,0	1.100 x 1.100
10503544*	blau			blue	4,0	1.100 x 1.100
10503545*	blau			blue	5,0	1.100 x 1.100
10503546*	blau			blue	6,0	1.100 x 1.100
10503502	hautfarben			skin coloured	2,0	1.100 x 1.100
10503503	hautfarben			skin coloured	3,0	1.100 x 1.100
10503504	hautfarben			skin coloured	4,0	1.100 x 1.100
10503505	hautfarben			skin coloured	5,0	1.100 x 1.100
10503506	hautfarben			skin coloured	6,0	1.100 x 1.100
10503507	hautfarben			skin coloured	7,0	1.100 x 1.100
10503508	hautfarben			skin coloured	8,0	1.100 x 1.100
10503510	hautfarben			skin coloured	10,0	1.100 x 1.100
10503592*	hautfarben			skin coloured	2,0	1.100 x 1.100
10503593*	hautfarben			skin coloured	3,0	1.100 x 1.100
10503595*	hautfarben			skin coloured	4,0	1.100 x 1.100
10503596*	hautfarben			skin coloured	5,0	1.100 x 1.100
10503522	rot			red	2,0	1.100 x 1.100
10503523	rot			red	3,0	1.100 x 1.100
10503524	rot			red	4,0	1.100 x 1.100
10503525	rot			red	5,0	1.100 x 1.100
10503552*	rot			red	2,0	1.100 x 1.100
10503553*	rot			red	3,0	1.100 x 1.100
10503554*	rot			red	4,0	1.100 x 1.100
10503536	gelb			yellow	5,0	1.100 x 1.100
10503581	schwarz			black	1,0	1.100 x 1.100
10503575	schwarz			black	2,0	1.100 x 1.100
10503576	schwarz			black	3,0	1.100 x 1.100
10503577	schwarz			black	4,0	1.100 x 1.100
10503578	schwarz			black	5,0	1.100 x 1.100
10503568*	schwarz			black	2,0	1.100 x 1.100
10503569*	schwarz			black	3,0	1.100 x 1.100
10503561*	schwarz			black	4,0	1.100 x 1.100
10503579	braun			brown	3,0	1.100 x 1.100
10503566*	braun			brown	2,0	1.100 x 1.100
10503567*	braun	brown	3,0	1.100 x 1.100		
10503570*	braun	brown	4,0	1.100 x 1.100		
10503566*	braun	brown	2,0	1.100 x 1.100		
10503567*	braun	brown	3,0	1.100 x 1.100		
10503570*	braun	brown	4,0	1.100 x 1.100		

Plattenware / sheet goods



## Polstermaterial / Padding materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	
<b>Multiform hybrid</b>	Multiform hybrid ist ein weiches, extrem widerstandsfähiges und dauerelastisches Material mit einer feinen, geschlossenzelligen Struktur. Multiform hybrid ist darüber hinaus schweiß- und feuchtigkeitsbeständig. <b>WEICH, DÄMPFEND, KOMFORTABEL</b>	10359002	hell blau	light blue	2,0	1.100 x 1.100
		10359003	hell blau	light blue	3,0	1.100 x 1.100
		10359004	hell blau	light blue	4,0	1.100 x 1.100
		10359006	hell blau	light blue	6,0	1.100 x 1.100



**Multiform hybrid**

**Nutzen (Patient)**


Zuverlässige Dämpfung beim Fersenauftritt, dadurch wirkt das Material in Kombination mit der Einlage sehr gelenkschonend. Durch die durchgehende Funktionsebene wirkt das Material während der gesamten Schrittabwicklung extrem dämpfend auf die Gelenkstrukturen und fühlt sich angenehm weich an.

Multiform hybrid is a soft, extremely resistant material with long-term elasticity and a fine, closed cell structure. Multiform hybrid is also sweat- and moisture-resistant.

**SOFT, CUSHIONING, COMFORTABLE**

**Benefit (patient)**

Reliable cushioning during heel impact, meaning that the material in combination with the insole is very gentle on the joints. Thanks to its end-to-end functional level, the material is extremely cushioning for the joint structure throughout the entire step and feels pleasantly soft.



<b>Isofom</b>	Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig, vielseitiges Polstermaterial, hervorragende Druckfestigkeit und Rückstellkraft, samtartige und hautfreundliche Oberfläche, abwaschbar, daher sehr hygienisch, schweißunempfindlich, sehr gut tiefziehfähig, beidseitig geschliffen, Verformung: ca. 100° - 130°C, Härte: ca. 35° Shore A <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, Sportversorgungen	Plattenware / sheet goods	B1005745	hautfarben	skin coloured	3,0	1.000 x 1.000
		B1005747	hautfarben	skin coloured	5,0	1.000 x 1.000	
		B1005748	hautfarben	skin coloured	7,0	1.000 x 1.000	
		B1005749	hautfarben	skin coloured	10,0	1.000 x 1.000	

**Isofom** Polyethylene cellular material, multi-purposed cushioning material, closed-cell, extreme high resistance to pressure, very suitable for deep-drawing, kind to the skin, resistant to sweat, easy to process, washable, ground both sides, thermoforming at: approx. 100° - 130°C, hardness: approx. 35° Shore A  
**application:**  
foot orthotics and footbeds, sport shoes



<b>Multiforte</b>	Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig, vielseitiges Polstermaterial, hervorragende Druckfestigkeit und Rückstellkraft, samtartige und hautfreundliche Oberfläche, abwaschbar, daher sehr hygienisch, schweißunempfindlich, sehr gut tiefziehfähig, beidseitig geschliffen, Verformung: ca. 100° - 130°C, Härte: ca. 40° Shore A <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, Sportversorgungen	Plattenware / sheet goods	10503650	weiss	white	5,0	1.000 x 1.000
		10503660	weiss	white	10,0	1.000 x 1.000	


**Multiforte** Polyethylene cellular material, multi-purposed cushioning material, closed-cell, extreme high resistance to pressure, very suitable for deepdrawing, closed-cell, resistant to sweat, easy to process, washable, ground both sides, thermoforming at: approx. 100° - 130°C, hardness: approx. 40° Shore A  
**application:**  
foot orthotics and footbeds, sport shoes

## Polstermaterial / Padding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm			
<b>Plastazote LD 45</b>	Polyethylen-Schaumstoff, weichelastisch, geschlossenzellig, sehr leicht, gut verarbeitbar, Verformung: ca. 160°C, Gewicht: ca. 0,045 g/cm <sup>3</sup> <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, Sportversorgungen  * = perforiert	10503002	weiss	white	2,0	1.000 x 1.000		
		10503003	weiss	white	3,0	1.000 x 1.000		
		10503004	weiss	white	4,0	1.000 x 1.000		
		10503005	weiss	white	5,0	1.000 x 1.000		
		10503006	weiss	white	6,0	1.000 x 1.000		
		10503010	weiss	white	10,0	1.000 x 1.000		
		10503020	weiss	white	20,0	1.000 x 1.000		
		10503030	weiss	white	30,0	1.000 x 1.000		
		10503052	schwarz	black	2,0	2.000 x 1.000		
		10503053	schwarz	black	3,0	2.000 x 1.000		
		<b>Plastazote LD 45</b>	Polyethylene cellular material, soft-elastic, closed-cell, light weight, very good for further processing, thermoforming at: approx. 160°C, weight: approx. 0.045 g/cm <sup>3</sup> <b>application:</b> foot orthotics and footbeds, sport shoes  * = perforated	10503226	schwarz	black	6,0	1.000 x 1.000
				10503230	schwarz	black	10,0	1.000 x 1.000
				10503235	schwarz	black	15,0	1.000 x 1.000
				10503240	schwarz	black	20,0	1.000 x 1.000
10503250	schwarz			black	30,0	1.000 x 1.000		
10503251	schwarz			black	30,0	2.000 x 1.000		
10503101	grau			grey	1,5	1.000 x 1.000		
10503103	grau			grey	3,0	1.000 x 1.000		
10503104	grau			grey	4,0	1.000 x 1.000		
10503105	grau			grey	5,0	1.000 x 1.000		
10503106	grau			grey	6,0	1.000 x 1.000		
10503110	grau			grey	10,0	1.000 x 1.000		
10503130	grau			grey	30,0	1.000 x 1.000		
10503192	hautfarben			skin coloured	2,0	1.000 x 1.000		
10503193	hautfarben	skin coloured	3,0	1.000 x 1.000				
10503194	hautfarben	skin coloured	4,0	1.000 x 1.000				
10503196	hautfarben	skin coloured	6,0	1.000 x 1.000				
10503200	hautfarben	skin coloured	30,0	1.000 x 1.000				
10503202*	hautfarben	skin coloured	2,0	1.000 x 1.000				
10503203*	hautfarben	skin coloured	3,0	1.000 x 1.000				
<b>HB-Schaum</b>	Polyethylen-Schaumstoff, sehr weich und leicht, gut verarbeitbar <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau	B1005734	grau	grey	3,0	1.000 x 1.000		
		B1005735	grau	grey	5,0	1.000 x 1.000		
<b>HB-Foam</b>	Polyethylene cellular material, very soft and light, very good for further processing <b>application:</b> foot orthotics and footbeds							


Plattenware / sheet goods

Plattenware / sheet goods





## Polstermaterial / Padding materials




Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	
<b>ARU® Moosgummi</b>	Zellkautschuk, mittlere Einstellung, gut schleif- und verklebbar, geschlossen zellig, gute Rückstellfähigkeit, beidseitig ohne Haut, Härte: ca. 20° - 25° Shore A, Gewicht: ca. 0,22 g/cm <sup>3</sup> <b>Anwendung:</b> viele vorkommende Polsterungen in der OT und OST	10501802	grün	green	2,0	1.000 x 1.000
		10501803	grün	green	3,0	1.000 x 1.000
		10501804	grün	green	4,0	1.000 x 1.000
		10501805	grün	green	5,0	1.000 x 1.000
		10501806	grün	green	6,0	1.000 x 1.000
		10501808	grün	green	8,0	1.000 x 1.000

Plattenware / sheet goods

**ARU®  
Cellular  
rubber**

Cellular rubber,  
medium adjustment,  
easy to grind and to glue,  
closed-cell, good ability to return to original position,  
two-sided without skin,  
hardness: approx. 20° - 25° Shore A,  
weight: approx. 0.22 g/cm<sup>3</sup>  
**application:**  
for many cushioning applications in orthopaedics  
and orthopaedic shoemaking



<b>Moosgummi</b>	Zellkautschuk, gut schleif- und verklebbar, geschlossen zellig, gute Rückstellfähigkeit, beidseitig ohne Haut, * = Härte: ca. 10° - 15° Shore A, * = Gewicht: ca. 0,20 g/cm <sup>3</sup> , ** = Härte: ca. 20° - 25° Shore A, ** = Gewicht: ca. 0,22 g/cm <sup>3</sup> <b>Anwendung:</b> viele vorkommende Polsterungen in der OT und OST	10502002*	hautfarben	skin coloured	2,0	1.000 x 1.000
		10502003*	hautfarben	skin coloured	3,0	1.000 x 1.000
		10502004*	hautfarben	skin coloured	4,0	1.000 x 1.000
		10502008*	hautfarben	skin coloured	8,0	1.000 x 1.000
		10502010*	hautfarben	skin coloured	10,0	1.000 x 1.000
		10502102**	hautfarben	skin coloured	2,0	1.000 x 1.000
		10502103**	hautfarben	skin coloured	3,0	1.000 x 1.000
		10502104**	hautfarben	skin coloured	4,0	1.000 x 1.000
		10502105**	hautfarben	skin coloured	5,0	1.000 x 1.000
		10502106**	hautfarben	skin coloured	6,0	1.000 x 1.000
		10502108**	hautfarben	skin coloured	8,0	1.000 x 1.000
		10502110**	hautfarben	skin coloured	10,0	1.000 x 1.000

Plattenware / sheet goods

**Cellular  
rubber**

Cellular rubber,  
easy to grind and to glue, closed-cell,  
good ability to return to original position,  
two-sided without skin,  
\* = hardness: approx. 10° - 15° Shore A,  
\* = weight: ca. 0.20 g/cm<sup>3</sup>,  
\*\* = hardness: approx. 20° - 25° Shore A,  
\*\* = weight: approx. 0.22 g/cm<sup>3</sup>  
**application:**  
for many cushioning applications in orthopaedics  
and orthopaedic shoemaking



<b>Zellkautschuk</b>	Zellkautschuk, elastisch, weich, mittlere Festigkeit, gute Rückstellfähigkeit <b>Anwendung:</b> viele vorkommende Polsterungen in der OT und OST	B1005720	rot	red	2,0	1.000 x 1.000
		B1005721	rot	red	3,0	1.000 x 1.000
		B1005724	rot	red	6,0	1.000 x 1.000
		B1005725	rot	red	8,0	1.000 x 1.000
		B1005726	rot	red	10,0	1.000 x 1.000


Plattenware / sheet goods

**Cellular  
rubber**

Cellular rubber,  
elastic, soft, medium firm,  
good ability to return to original position  
**application:**  
for many cushioning applications in orthopaedics  
and orthopaedic shoemaking


## Polstermaterial / Padding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	
<b>ZK Platten</b>	Zellkautschuk, softig, sehr weich, gut verarbeitbar, gelartig, gute Rückstellfähigkeit, dauerhaft gute Polsterwirkung, beidseitig ohne Haut <b>Anwendung:</b> viele vorkommende Polsterungen in der OT und OST	Plattenware / sheet goods	10502840	schwarz	black	2,0 1.600 x 1.000
			10502841	schwarz	black	3,0 1.600 x 1.000
			10502842	schwarz	black	4,0 1.600 x 1.000
			10502843	schwarz	black	5,0 1.600 x 1.000
			10502844	schwarz	black	6,0 1.600 x 1.000
			10502845	schwarz	black	8,0 1.600 x 1.000
			10502846	schwarz	black	10,0 1.600 x 1.000
			10502848	schwarz	black	14,0 1.600 x 1.000



**ZK sheets** Cellular rubber,  
soft, easy to process,  
good ability to return to original position,  
two-sided without skin  
**application:**  
for many cushioning applications in orthopaedics  
and orthopaedic shoemaking

<b>Schwammgummi</b>	Zellkautschuk, mittelfest, softig, sehr weich, gut verarbeitbar, gelartig, gute Rückstellfähigkeit, dauerhaft gute Polsterwirkung, beidseitig ohne Haut <b>Anwendung:</b> viele vorkommende Polsterungen in der OT und OST	Plattenware / sheet goods	10502956	rot	red	6,0 1.250 x 800
			10502950	rot	red	10,0 1.250 x 800



**Sponge rubber** Cellular rubber,  
medium firm, soft, easy to process,  
good ability to return to original position,  
two-sided without skin  
**application:**  
for many cushioning applications in orthopaedics  
and orthopaedic shoemaking

<b>Porella</b>	Schaumstoff auf Polyurethanbasis, offenporige Zellstruktur, unbesäumt, einfache Verarbeitung, luftdurchlässig, extrem leicht, alterungsbeständig, mit Klebegel arbeiten, Gewicht: ca. 0,045 g/cm <sup>3</sup> , * = selbstklebend ** = selbstklebend mit Perlonnetz	lfm.-Ware / yard goods	10505080	weiss	white	8,0 1.500 x 1.000
			10505045*	weiss	white	3,0 1.500 x 1.000
			B1005754*	weiss	white	4,0 1.500 x 1.000
			10505055*	weiss	white	5,0 1.500 x 1.000
			10505056*	weiss	white	6,0 1.500 x 1.000
			10505074**	weiss	white	4,0 1.500 x 1.000
			10505076**	weiss	white	6,0 1.500 x 1.000
			10505078**	weiss	white	8,0 1.500 x 1.000



**Anwendung:**  
leichte Polsterungen am Schaft  
(Zungen- und Quartierpolster usw.)

**Porella** Foam material based  
on polyurethane,  
open-pore cell structure,  
unhemmed,  
easy handling, air-permeable,  
extremely light weight,  
resistant of ageing,  
to glue with gel,  
weight: approx. 0.045 g/cm<sup>3</sup>,  
\* = self adhesive  
\*\* = self adhesive with  
Perlon mesh  
**application:**  
for light cushioning in the shaft,  
such as tongue and quarter cushions etc.

## Polstermaterial / Padding materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--	-------------------

**Latex Schaumgummi**  
Auf Basis von SyntheselateX, feinporig, gut schleif- und klebbar, einfache Weiterverarbeitung, dauerhaft gute Polsterwirkung, atmungsaktiv  
**Anwendung:**  
für viele Polsterungen in der OT und OST, z.B. Schaftpolster, Fersenpolster, Zungenpolster usw.

**Latex foam rubber**  
Based on synthetic latex, fine-porous, easy to grind and to glue, easy handling for further processing, lasting good cushioning effect, air-permeable  
**application:**  
for many cushionings in orthopaedics and othopaedic shoemaking, e.g. for shaft cushions, heel cushions, tongue cushions etc.

qm-Ware / sqm goods	Softig weiche Einstellung, beste Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, trägerlos, Gewicht: ca. 0,15 g/cm <sup>3</sup>	10502405	weiss	white	5,0	1.500 x 1.000
		B1005755	orange	orange	3,0	1.500 x 1.000
		B1005757	orange	orange	5,0	1.500 x 1.000
		B1005758	orange	orange	6,0	1.500 x 1.000
		B1005760	orange	orange	10,0	1.500 x 1.000
	Soft adjustment, best absorption and discharge of moisture, no carrier, weight: approx. 0.15 g/cm <sup>3</sup>					

Plattenware / sheet goods	Festere Einstellung, beste Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, mit Textilkaschierung, Gewicht: ca. 0,20 g/cm <sup>3</sup>	10502702	rosa	pink	2,0	1.500 x 1.000
		10502703	rosa	pink	3,0	1.500 x 1.000
		10502704	rosa	pink	4,0	1.500 x 1.000
		10502705	rosa	pink	5,0	1.500 x 1.000
		10502706	rosa	pink	6,0	1.500 x 1.000
		10502708	rosa	pink	8,0	1.500 x 1.000
	More solid adjustment, best absorption and discharge of moisture, with textile backing, weight: approx. 0.20 g/cm <sup>3</sup>					

Ifm-Ware / yard goods	Softig weiche Einstellung, mit Textilkaschierung, perforiert, Gewicht: ca. 0,15 g/cm <sup>3</sup>	10502940	grün	green	3,8	1.500 x 1.000
	Soft adjustment, with textile backing, perforated weight: approx. 0.15 g/cm <sup>3</sup>					

## Polstermaterial / Padding materials


Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	
Savilux	EVA Schaum, sehr leicht, hervorragend thermoplastisch verformbar, gute Verarbeitung, Verformung: ca. 90° - 110°C, Gewicht: ca. 0,16 g/cm <sup>3</sup> <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau	53002003	hautfarben	skin coloured	3,0	1.000 x 560
		53002004	hautfarben	skin coloured	4,0	1.000 x 560
		53002008	hautfarben	skin coloured	8,0	1.000 x 560
Savilux	EVA foam, extremely light weight, excellent thermoformable, easy handling, for making shoe insoles and bedding constructions, thermoforming at: approx. 90° - 110°C, weight: approx. 0.16 g/cm <sup>3</sup> <b>application:</b> foot orthotics and footbeds					

Plattenware / sheet goods



Marilon	Polstermaterial aus Leichtzell EVA, geschlossen zellig, sehr leicht, sehr gut schleiffähig Härte: ca. 35°/40° Shore A Gewicht: ca. 0,16 g/qm <sup>3</sup> Verformung: ca. 100° - 130°C <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau	B1005806	grün	green	4,0	590 x 950
		B1005808	grün	green	8,0	590 x 950
		B1005809	grün	green	10,0	590 x 950
Marilon	Padding materials of EVA light cell, closed-cell, light weight, easily ground hardness: approx. 35°/40° Shore A weight: approx. 0.16 g/qm <sup>3</sup> thermoforming at: approx. 100° - 130°C <b>application:</b> foot orthotics and footbeds					

Plattenware / sheet goods



## Polstermaterial / Padding materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	
ARU®ped 18	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, geschlossen zellig, abwaschbar, besonders geeignet für Diabetikerversorgung, sehr leicht und weich, gutes Rückstellvermögen, hoher Gehkomfort, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 18° Shore A, Gewicht: ca. 0,09g/cm <sup>3</sup> <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, Formelemente, Dämpfungen	10340002	hautfarben	skin coloured	2,0	935 x 640
		10340003	hautfarben	skin coloured	3,0	935 x 640
		10340004	hautfarben	skin coloured	4,0	935 x 640
		10340005	hautfarben	skin coloured	5,0	935 x 640
		10340006	hautfarben	skin coloured	6,0	935 x 640
		10340008	hautfarben	skin coloured	8,0	935 x 640
		10340010	hautfarben	skin coloured	10,0	935 x 640
		10340012	hautfarben	skin coloured	12,0	935 x 640
		10340024	hautfarben	skin coloured	24,0	935 x 640
		10340090	hautfarben	skin coloured	30,0	935 x 640
		10340066*	hautfarben	skin coloured	6,0	935 x 640

Plattenware / sheet goods

\*=perforiert

ARU®ped 18 EVA light cell,  
ground both sides, closed-cell,  
washable, specially suited for  
diabetic treatment, very light and soft,  
good resilience, high walking comfort,  
thermoforming at: approx. 120 - 170°C,  
hardness: approx. 18° Shore A,  
weight: approx. 0.09 g/cm<sup>3</sup>  
**application:**  
footbeds, foot orthotics,  
forming components, damping

\* = perforated



ARU®ped 22	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, geschlossen zellig, abwaschbar, <b>besonders geeignet für Diabetikerversorgung,</b> sehr leicht und weich, gutes Rückstellvermögen, hoher Gehkomfort, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 22° Shore A, Gewicht: ca. 0,12 g/cm <sup>3</sup> <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, Formelemente, Dämpfungen	10340032	hautfarben	skin coloured	2,0	1.080 x 650
		10340033	hautfarben	skin coloured	3,0	1.080 x 650
		10340034	hautfarben	skin coloured	4,0	1.080 x 650
		10340036	hautfarben	skin coloured	6,0	1.080 x 650
		10340038	hautfarben	skin coloured	8,0	1.080 x 650
		10340040	hautfarben	skin coloured	10,0	1.080 x 650
		10340042	hautfarben	skin coloured	12,0	1.080 x 650
		10340051	hautfarben	skin coloured	24,0	1.080 x 650
		10340091	hautfarben	skin coloured	30,0	1.080 x 650
		10340073*	hautfarben	skin coloured	3,0	820 x 840
		10340074*	hautfarben	skin coloured	4,0	1.080 x 650

Plattenware / sheet goods

\*=perforiert

ARU®ped 22 EVA light cell,  
ground both sides,  
closed-cell, washable,  
**specially suited for diabetics,**  
very light and soft, good resilience,  
high walking comfort,  
thermoforming at: approx. 120 - 170°C,  
hardness: approx. 22° Shore A,  
density: approx. 0.12 g/cm<sup>3</sup>  
**application:**  
footbeds, foot orthotics, forming components, damping

\* = perforated



## Polstermaterial / Padding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	
ARU <sup>®</sup> ped 25	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, geschlossen zellig, abwaschbar, <b>besonders geeignet für Diabetikerversorgung,</b> sehr leicht und weich, gutes Rückstellvermögen, hoher Gehkomfort, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 25° Shore A, Gewicht: ca. 0,23 g/cm <sup>3</sup> Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Formelemente, Dämpfungen	10340052	hautfarben	skin coloured	2,0	1.000 x 600
		10340053	hautfarben	skin coloured	3,0	1.000 x 600
		10340054	hautfarben	skin coloured	4,0	1.000 x 600
		10340056	hautfarben	skin coloured	6,0	1.000 x 600
		10340058	hautfarben	skin coloured	8,0	750 x 780
		10340059	hautfarben	skin coloured	10,0	1.000 x 600
		10340061	hautfarben	skin coloured	24,0	750 x 780
		10340092	hautfarben	skin coloured	30,0	1.000 x 600

Plattenware / sheet goods

ARU<sup>®</sup>ped 25  
EVA light cell,  
ground both sides,  
closed-cell, washable,  
**especially suited for diabetics,**  
very light and soft,  
good resilience,  
high walking comfort,  
thermoforming at: approx. 120 - 170°C,  
hardness: approx. 25° Shore A,  
weight: approx. 0.23 g/cm<sup>3</sup>  
**application:**  
footbeds, foot orthotics,  
forming components, damping




ARU <sup>®</sup> ped Premium	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, geschlossen zellig, abwaschbar, <b>besonders geeignet für Diabetikerversorgung,</b> extrem rückstellfähig, absolut schleifstaubarm, sehr gute Polstereigenschaften, sehr hoher Gehkomfort, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 25° Shore A <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, Polster aller Art (z.B. Knöchelpolster, Fersensporn, Entlastungspolster usw.)	10340252	hautfarben	skin coloured	2,0	950 x 1.080
		10340253	hautfarben	skin coloured	3,0	950 x 1.080
		10340254	hautfarben	skin coloured	4,0	950 x 1.080
		10340256	hautfarben	skin coloured	6,0	950 x 1.080
		10340258	hautfarben	skin coloured	8,0	950 x 1.080

Plattenware / sheet goods

ARU<sup>®</sup>ped  
Premium  
EVA light cell,  
ground both sides,  
closed-cell, washable,  
**especially suited for diabetics,**  
slide abrasive dust (antistat)  
very high resilience,  
excellent cushion quality,  
high walking comfort,  
thermoforming at: approx. 120 - 170°C,  
hardness: approx. 25° Shore A  
**application:**  
footbeds, foot orthotics,  
ankle padding, heel spur,  
relieving pad etc.




## Polstermaterial / Padding materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	
ARU®reboflex	Sehr rückstellfähiges EVA-Polstermaterial mit Gel-Charakter, hochelastisch und hochflexibel, gut anformbar, Härte: ca. 20° Shore A	10340503	hautfarben	skin coloured	3,0	1.020 x 930
		10340504	hautfarben	skin coloured	4,0	1.020 x 930
ARU®reboflex	EVA padding material, very high resilience, with gel characteristic, high flexible, good forming hardness: approx. 20° Shore A	10340403	hautfarben	skin coloured	3,0	6,8 m x 12 cm
		10340406	hautfarben	skin coloured	6,0	3,4 m x 12 cm


Plattenware / sheet goods

Rollenware / Roll goods



ARU®Skyflex	sehr hochwertiges, extrem leichtes und äußerst rückstellfähiges Polster- und Bettungsmaterial, Härte: ca. 20° Shore A	10340602	celeste blau	celeste blue	2,0	1.000 x 925
		10340603	celeste blau	celeste blue	3,0	1.000 x 925
		10340604	celeste blau	celeste blue	4,0	1.000 x 925
		10340606	celeste blau	celeste blue	6,0	1.000 x 925
		10340608	celeste blau	celeste blue	8,0	1.000 x 925
ARU®Skyflex	high-quality material, extremely light weight, excellent resilience padding and bedding material, hardness: approx. 20° Shore A	10340810	celeste blau	celeste blue	10,0	1.850 x 1.000

Plattenware / sheet goods




ARU®Skyflex	sehr hochwertiges, extrem leichtes und äußerst rückstellfähiges Polster- und Bettungsmaterial, Härte: ca. 30° Shore A	10340702	dunkelblau	dark blue	2,0	1.050 x 900
		10340703	dunkelblau	dark blue	3,0	1.050 x 900
		10340704	dunkelblau	dark blue	4,0	1.050 x 900
		10340706	dunkelblau	dark blue	6,0	1.050 x 900
ARU®Skyflex	high-quality material, extremely light weight, excellent resilience padding and bedding material, hardness: approx. 30° Shore A	10340708	dunkelblau	dark blue	8,0	1.050 x 900


Plattenware / sheet goods

## Polstermaterial / Padding materials


Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm			
nora® Lunairmed	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, <b>besonders geeignet für Diabetikerversorgung</b> , sehr weich, hochelastisch, gutes Rückstellvermögen, hoher Gehkomfort, geschlossen zellig, abwaschbar, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 18° Shore A, Gewicht: ca. 0,08 g/cm³ <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, Polsterplatte im Innenschuh- bereich, Formelemente bei leichter Beanspruchung, Fußbettungen von Rheumatikern und Diabetikern  *=perforiert	10503825	hautfarben	skin coloured	2,0	1.080 x 825		
		10503793	hautfarben	skin coloured	3,0	1.080 x 825		
		10503794	hautfarben	skin coloured	4,0	1.080 x 825		
		10503795	hautfarben	skin coloured	5,0	1.080 x 825		
		10503796	hautfarben	skin coloured	6,0	1.080 x 825		
		10503798	hautfarben	skin coloured	8,0	1.080 x 825		
		10503800	hautfarben	skin coloured	10,0	1.080 x 825		
		10503812	hautfarben	skin coloured	12,0	1.080 x 825		
		10503824	hautfarben	skin coloured	24,0	1.080 x 825		
		10503842*	hautfarben	skin coloured	2,0	1.080 x 825		
		10503843*	hautfarben	skin coloured	3,0	1.080 x 825		
		10503844*	hautfarben	skin coloured	4,0	1.080 x 825		
		10503846*	hautfarben	skin coloured	6,0	1.080 x 825		
		10503854	anthrazit	anthracite	2,0	1.080 x 825		
		10503855	anthrazit	anthracite	3,0	1.080 x 825		
		10503856	anthrazit	anthracite	4,0	1.080 x 825		
		nora® Lunairmed	EVA light cell, two-sided grinded, <b>specially suited for diabetics</b> , very soft, high elastically, good resilience, high walking comfort, closed-cell, washable, thermoforming at: approx. 120 - 170°C, hardness: approx. 18° Shore A, weight: approx. 0.08 g/cm³ <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, forming components, padding plate for inner shoes, footbeds for rheumatics and diabetics  * = perforated	10503837	hellblau	light blue	2,0	980 x 640
				10503838	hellblau	light blue	3,0	1.080 x 825
10503839	hellblau			light blue	4,0	1.080 x 825		
10503841	hellblau			light blue	6,0	1.080 x 825		
10503895	weiß			white	5,0	1.080 x 825		
10503898	weiß			white	10,0	1.080 x 825		



nora® Lunairflex	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, <b>besonders geeignet für Diabetikerversorgung</b> , weich, hochelastisch, gutes Rückstellvermögen, geschlossen zellig, abwaschbar, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 22° Shore A, Gewicht: ca. 0,12 g/cm³ <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, Polsterplatte im Innenschuh- bereich usw.  *=perforiert	10503782	hautfarben	skin coloured	2,0	1.200 x 750		
		10503783	hautfarben	skin coloured	3,0	1.200 x 750		
		10503784	hautfarben	skin coloured	4,0	1.200 x 750		
		10503785	hautfarben	skin coloured	5,0	1.200 x 750		
		10503786	hautfarben	skin coloured	6,0	1.200 x 750		
		10503788	hautfarben	skin coloured	8,0	1.200 x 750		
		10503790	hautfarben	skin coloured	10,0	980 x 640		
		10503791	hautfarben	skin coloured	12,0	1.200 x 750		
		10503862*	hautfarben	skin coloured	2,0	980 x 640		
		10503863*	hautfarben	skin coloured	3,0	980 x 640		
		nora® Lunairflex	EVA light cell, two-sided grinded, <b>specially suited for diabetics</b> , soft, high elastically, good resilience, closed-cell, washable, thermoforming at: approx. 120 - 170°C, hardness: approx. 22° Shore A, weight: approx. 0.12 g/cm³ <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, padding plate for inner shoes etc.  * = perforated	10503763	hellblau	light blue	3,0	1.200 x 750
				10503764	hellblau	light blue	4,0	1.200 x 750
10503766	hellblau			light blue	6,0	1.200 x 750		



## Polstermaterial / Padding materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	
<b>nora® Lunalastic</b>	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, sehr gute Polstereigenschaften, hohes Rückstellvermögen, sehr gute Reißfestigkeit, geschlossen zellig, abwaschbar, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 25° Shore A, Gewicht: ca. 0,23 g/cm <sup>3</sup> <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, Polstermaterial für Weichbettungs-Einlagen, Polsterlagerung für Fersensporen  * = perforiert	10503952	hautfarben	skin coloured	2,0	1.150 x 750
		10503953	hautfarben	skin coloured	3,0	1.150 x 750
		10503954	hautfarben	skin coloured	4,0	1.150 x 750
		10503956	hautfarben	skin coloured	6,0	1.150 x 750
		10503958	hautfarben	skin coloured	8,0	1.150 x 750
		10503959	hautfarben	skin coloured	10,0	1.150 x 750
		10503963*	hautfarben	skin coloured	3,0	750 x 575
		10503964*	hautfarben	skin coloured	3,0	1.150 x 750
		10503944	hellblau	light blue	4,0	1.150 x 750
		10503946	hellblau	light blue	6,0	1.150 x 750
		10503948	hellblau	light blue	8,0	1.150 x 750
		10503968	gelb	yellow	3,0	1.150 x 750
		10503969	gelb	yellow	4,0	1.150 x 750
		10503971	gelb	yellow	6,0	1.150 x 750
		10503972	gelb	yellow	8,0	1.150 x 750
<b>nora® Lunalastic</b>	EVA light cell, two-sided ginded, excellent cushioning, high resilience, resistant to tearing, closed-cell, washable, thermoforming at: approx. 120 - 170°C, hardness: approx. 25° Shore A, weight: approx. 0.23 g/cm <sup>3</sup> <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, for soft-padded foot supports, padding plate for heel spur  * = perforated					



<b>nora® Astro med 10</b>	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, extrem weich, exzellente Rückstellfähigkeit und Polstereigenschaften, <b>geprüfte und zertifizierte Hautverträglichkeit</b> (Institut Fresenius), Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 10° Shore A, Gewicht: ca. 0,27 g/cm <sup>3</sup> <b>Anwendung:</b> Polstermaterial in der Orthetik und Prothetik, Fersenpolster, Vorfußpolster, Polsterschicht für diabetische Fußbettung, vielseitig einsetzbar	10503980	vanilla	vanilla	2,0	1.050 x 700
		10503973	vanilla	vanilla	3,0	1.050 x 700
		10503974	vanilla	vanilla	4,5	1.050 x 700
		10503976	vanilla	vanilla	6,0	1.050 x 700
		10503979	vanilla	vanilla	9,0	1.050 x 700
		<b>nora® Astro med 10</b>	EVA light cell, ground both sides, extremely soft, high elastically, excellent resilience and cushioning, <b>proofed and certified compatibility with the skin</b> (Institut Fresenius) thermoforming at: approx. 120 - 170°C, hardness: approx. 10° Shore A, weight: approx. 0.27 g/cm <sup>3</sup> <b>application:</b> padding material for orthotic and prothetic, heel padding, forefoot padding, padding layer for diabetic footbeds, wide variety of applications			



## Polstermaterial / Padding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	
<b>nora® Astro form 8</b>	Leichtzellkautschuk, extrem weich, hohe Rückstellfähigkeit, optimale Stoßdämpfung, hygienisch, desinfizierbar, hervorragende Klebeeigenschaften, <b>geprüfte und zertifizierte Hautverträglichkeit</b> (Institut Fresenius), Verformung: ca. 110° - 130°C, Gewicht: ca. 0,17 g/cm <sup>3</sup> <b>Anwendung:</b> Polstermaterial in der Orthetik und Prothetik, Fersenpolster, Vorfußpolster, Polsterschicht für diabetische Fußbettung, vielseitig einsetzbar	10503693	eisblau	ice blue	3,0	800 x 580
		10503694	eisblau	ice blue	4,0	800 x 580
		10503696	eisblau	ice blue	6,0	800 x 580
		10503698	eisblau	ice blue	8,0	800 x 580


Plattenware / sheet goods



**nora® Astro form 8** Light cell rubber, extremely soft, high resilience, optimal shock absorbing, hygienic condition, can be disinfected, **proofed and certified compatibility with the skin** (Institut Fresenius) thermoforming at: approx. 110 - 130°C, weight: approx. 0.17 g/cm<sup>3</sup>  
**application:** padding material for orthotic and prothetic, heel padding, forefoot padding, padding layer for diabetic footbeds, wide variety of applications

<b>nora® Astro form 15</b>	Leichtzellkautschuk, sehr weich, gute Rückstellfähigkeit, formstabil, hygienisch, abwaschbar, hervorragende Klebeeigenschaften Verformung: ca. 110° - 130°C, Gewicht: ca. 0,32 g/cm <sup>3</sup> <b>Anwendung:</b> Polstermaterial in der Orthetik und Prothetik, Fersenpolster, Vorfußpolster, Polsterschicht für diabetische Fußbettung, vielseitig einsetzbar	10503664	himmelblau	sky blue	4,0	840 x 520
----------------------------	--	----------	------------	----------	-----	-----------

Plattenware / sheet goods



**nora® Astro form 15** Light cell rubber, light cellular rubber, very soft, high permanent resilience, hygienically, washable thermoforming at: approx. 110 - 130°C, weight: approx. 0.32 g/cm<sup>3</sup>  
**application:** padding material for orthotic and prothetic, heel padding, forefoot padding, padding layer for diabetic footbeds, wide variety of applications



## Polstermaterial / Padding materials





Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--	--

<b>Elf 18 medical blue</b>    	Leichtzell-EVA, beidseitig geschliffen, hervorragende Rückstellkraft, hautverträglich, hohe Stabilität, abwaschbar, optimale Verarbeitung Verformung: ca. 130°C Härte: ca. 18° Shore A, Gewicht: ca. 0,10 g/cm <sup>3</sup> <b>Anwendung:</b> Bettungen, Einlagen, Polstermaterial in der Orthetik und Prothetik, Fersenpolster, Vorfußpolster, Polsterschicht für diabetische Fußbettung, vielseitig einsetzbar	10311163	blau	blue	3,0	800 x 850
		10311166	blau	blue	6,0	800 x 850

Plattenware / sheet goods

<b>Elf 18 medical blue</b>  SG-tested, skin tolerance dermatologically tested with patch tests	EVA light cell, ground both sides, excellent resilience, skin tolerant, high stability, washable, easy to handle, thermoforming at: approx. 130°C hardness: approx. 18° Shore A, weight: approx. 0.10 g/cm <sup>3</sup> <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, padding material for orthotic and prothetic, heel padding, forefoot padding, padding layer for diabetic footbeds, wide variety of applications
--	--



<b>ELF 18</b>    	Leichtzell-EVA, beidseitig geschliffen, hervorragende Rückstellkraft, hautverträglich, hohe Stabilität, abwaschbar, optimale Verarbeitung Verformung: ca. 130°C Härte: ca. 18° Shore A, Gewicht: ca. 0,10 g/cm <sup>3</sup> <b>Anwendung:</b> Bettungen, Einlagen, Polstermaterial in der Orthetik und Prothetik, Fersenpolster, Vorfußpolster, Polsterschicht für diabetische Fußbettung, vielseitig einsetzbar	10311182	hautfarben	skin coloured	2,0	800 x 850
		10311183	hautfarben	skin coloured	3,0	800 x 850
		10311184	hautfarben	skin coloured	4,0	800 x 850
		10311186	hautfarben	skin coloured	6,0	800 x 850
		10311213*	hautfarben	skin coloured	3,0	800 x 850

Plattenware / sheet goods

<b>ELF 18</b>  SG-tested, skin tolerance dermatologically tested with patch tests	EVA light cell, ground both sides, excellent resilience, skin tolerant, high stability, washable, easy to handle, thermoforming at: approx. 130°C hardness: approx. 18° Shore A, weight: approx. 0.10 g/cm <sup>3</sup> <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, padding material for orthotic and prothetic, heel padding, forefoot padding, padding layer for diabetic footbeds, wide variety of applications
---	--

\* = perforated

## Polstermaterial / Padding materials








Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	
Vibram 8710 Vi-Pod	Leichtzell-EVA/PU-Kombination, beidseitig geschliffen, antifungizit, antibakteriell, sehr gut hautverträglich, thermisch verformbar, sehr hohe Rückstellkraft, schockabsorbierend, Verformung: ca. 90°C, Härte: ca. 18° - 23° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 - 0,28 g/cm <sup>3</sup> <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, sehr vielseitig einsetzbar	10480016	hautfarben	skin coloured	6,0	800 x 500
Vibram 8710 Vi-Pod	EVA light cell/PU combination, ground both sides, antifungal, antibacterial, skin tolerant, thermoformable, excellent resilience, shock absorbing, thermoforming at: approx. 90°C, hardness: approx. 18° - 23° Shore A, weight: approx. 0.20 - 0.28 g/cm <sup>3</sup> <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, for many cushionings					



Thermofix	Leichtzell-EVA, beidseitig geschliffen, körperfreundlich, extrem tiefziehbar, sehr leicht, formstabil, sehr gut verarbeitbar, Verformung: ca. 90° - 100°C, Härte: ca. 45° Shore A <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, Badeschuhe, Sportbereich	Plattenware / sheet goods	10930003	weiss	white	3,00	520 x 900
			10930004	weiss	white	4,00	520 x 900
			10930006	weiss	white	6,00	520 x 900
			10930010	weiss	white	10,00	520 x 900
			10930102	weiss	white	2,0	1.560 x 900
			10930103	weiss	white	3,00	1.560 x 900
			10930104	weiss	white	4,00	1.560 x 900
			10930106	weiss	white	6,00	1.560 x 900
			10930110	weiss	white	10,00	1.560 x 900
			Thermofix	EVA light cell, ground both sides, bodyfriendly, extremely thermoforming, light weight, stable in shape, easy so handle, thermoforming at: approx. 90° - 100°C, hardness: approx. 45° Shore A <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, bathing slippers, sportshoes		10940110	korky
10940114	korky	corky				14,00	1.560 x 900



## Polstermaterial / Padding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm			
	<p><b>Pryx</b></p> <p>Leichtzell-EVA, beidseitig geschliffen, körperfreundlich, extrem tiefziehbar, sehr leicht, formstabil, sehr gut verarbeitbar, Verformung: ca. 90° - 100°C, Härte: ca. 45° Shore A  <b>Anwendung:</b>                      Einlagen- und Bettungsbau, Badeschuhe, Sportbereich</p>	64000003	weiss white	3,0	0,5 m <sup>2</sup>			
		64000004	weiss white	4,0	0,5 m <sup>2</sup>			
		64000006	weiss white	6,0	0,5 m <sup>2</sup>			
		64000008	weiss white	8,0	0,5 m <sup>2</sup>			
		64000010	weiss white	10,0	0,5 m <sup>2</sup>			
		64000104	weiss white	4,0	1,5 m <sup>2</sup>			
		64000106	weiss white	6,0	1,5 m <sup>2</sup>			
		64000204	korky corky	4,0	0,5 m <sup>2</sup>			
		64000206	korky corky	6,0	0,5 m <sup>2</sup>			
		64000210	korky corky	10,0	0,5 m <sup>2</sup>			
		64000303	korky corky	3,0	1,5 m <sup>2</sup>			
		64000304	korky corky	4,0	1,5 m <sup>2</sup>			
			<p><b>Pryx</b></p> <p>EVA light cell, ground both sides, bodyfriendly, extremely thermoforming, light weight, stable in shape, easy so handle, thermoforming at: approx. 90° - 100°C, hardness: approx. 45° Shore A  <b>application:</b>                      footbeds, foot orthotics, bathing slippers, sportshoes</p>					
	<p><b>Pryx 18</b></p> <p>Beschreibung und Anwendung wie Pryx, Härte: ca. 18° Shore A, speziell für Diabetikerversorgung</p>			64000606	weiss white	6,0	0,5 m <sup>2</sup>	
		64000610	weiss white	10,0	0,5 m <sup>2</sup>			
		64000803	korky corky	3,0	0,5 m <sup>2</sup>			
		64000806	korky corky	6,0	0,5 m <sup>2</sup>			
		64000810	korky corky	10,0	0,5 m <sup>2</sup>			
		64000903	korky corky	3,0	1,5 m <sup>2</sup>			
		64000906	korky corky	6,0	1,5 m <sup>2</sup>			
			<p><b>Pryx 18</b></p> <p>Description and application like Pryx, hardness: approx. 18° Shore A, specially for diabetic treatment</p>					
	<p><b>Pryx 25</b></p> <p>Beschreibung und Anwendung wie Pryx, Härte: ca. 25° Shore A, speziell für Diabetikerversorgung</p>			64001006	korky corky	6,0	0,5 m <sup>2</sup>	
		64001010	korky corky	10,0	0,5 m <sup>2</sup>			
		64001210	weiss white	10,0	0,5 m <sup>2</sup>			
			<p><b>Pryx 25</b></p> <p>Description and application like Pryx, hardness: approx. 25° Shore A, specially for diabetic treatment</p>					
	<p><b>Pryx antistatisch</b></p> <p>Beschreibung und Anwendung wie Pryx, <b>antistatische Ausführung</b></p>			64000403	schwarz black	3,0	0,5 m <sup>2</sup>	
		64000406	schwarz black	6,0	0,5 m <sup>2</sup>			
		64000410	schwarz black	10,0	0,5 m <sup>2</sup>			
		64000506	schwarz black	6,0	1,5 m <sup>2</sup>			
		<p><b>Pryx antistatic</b></p> <p>Description and application like Pryx, <b>antistatic performance</b></p>						

## Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	
ARU®foam Memo Plus	Memory Schaumstoff aus Latex, medium, leicht und luftig, atmungsaktiv, Feuchtigkeit aufnehmend, verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, hervorragende Weichbettung, hautfreundlich.	qm-Ware / sqm goods 31107600	blau	blue	3,5	1.500 x 1.000
	Der Memory-Effekt ermöglicht eine gleichmäßige Druckverteilung auf die gesamte Fußsohle.	Rollenware / Roll goods 31107601	blau	blue	3,5	20 m x 11 cm



Die typische offene Zellstruktur vom Latex sorgt zum einen für die Atmungsaktivität und zum anderen erlaubt sie die Aufnahme von Feuchtigkeit aus der Haut.

**Anwendung:**  
Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung

**ARU®foam Memo Plus** Latex memory foam, medium, light and airy, breathable, absorbs moisture, delayed reset rate, outstanding soft footbed, skin-friendly.

The memory effect facilitates an even distribution of pressure throughout the sole of the foot.

When worn in the shoe, the sole adjusts to the individual shape of the foot. This property is achieved with viscoelastic latex in the foam.

Latex's typical open cell structure ensures breathability on the one hand, while also facilitating the absorption of moisture from the skin.

**application:**  
footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment

ARU®foam lachs	PU-Schaumstoff, weich, extra leicht und luftig, verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, hervorragende Weichbettung, hautfreundlich, einseitig rau <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung * = beidseitig rau ** = beidseitig glatt	qm-Ware / sqm goods	31106015	lachs	salmon	1,5	1.370 x 1.000
			31106016*	lachs	salmon	1,5	1.370 x 1.000
			31106025*	lachs	salmon	2,5	1.370 x 1.000
			31106030	lachs	salmon	3,0	1.370 x 1.000
			31106032*	lachs	salmon	3,0	1.370 x 1.000
			31106045	lachs	salmon	4,5	1.370 x 1.000
			31106060	lachs	salmon	6,0	1.370 x 1.000
			31106090**	lachs	salmon	9,0	1.370 x 1.000
ARU®foam salmon	PU foam, soft, extra-light and airy, delayed speed of returning to original position, excellent soft bedding, kind to the skin, easy to handle, <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment * = two-sided rough ** = two-sided smooth	Rollenware / Roll goods	31106013*	lachs	salmon	1,5	20 m x 11 cm
			31106014	lachs	salmon	1,5	20 m x 11 cm
			31106031	lachs	salmon	3,0	20 m x 11 cm
			31106034*	lachs	salmon	3,0	20 m x 11 cm
			31106061	lachs	salmon	6,0	10 m x 11 cm



## Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm	
<b>ARU®foam Supersoft</b>	PU-Schaumstoff, sehr weich und softig, sehr dehnfähig, verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, hervorragende Weichbettung, sehr geringes Eigengewicht, hautfreundlich <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker- versorgung * =einseitig rau	31105830*	rot	red	3,0	1.370 x 1.000
		31105860*	rot	red	6,0	1.370 x 1.000
<b>ARU®foam supersoft</b>	PU foam, very soft and smooth, very flexible, delayed speed of returning to original position, excellent soft bedding, very little own weight, kind to the skin, easy to handle <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment * = one-sided rough	31105831*	rot	red	3,0	20 m x 11 cm




<b>PX-Absorb</b>	PU-Schaumstoff mit verzögerter Rückstellgeschwindigkeit, weich, sehr langlebig, hohe Stoßabsorption <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker- versorgung	B1006000	gelb	yellow	3,0	1.370 x 1.000
		B1010368	gelb	yellow	4,5	1.370 x 1.000
		B1006001	gelb	yellow	6,0	1.370 x 1.000
<b>PX-Absorb</b>	PU foam with delayed speed of returning to original position, soft, very durable, high shock absorbing <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment					




## Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm		
<b>ARU@foam lachs SBR</b>	Offenzellige Struktur daher sehr atmungsaktiv, sehr abriebfest, reißfest und zügig, verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, Stoßdämpfung, hervorragende Weichbettung, hautfreundlich, leicht und soft, hervorragend verklebbar, ohne aufrauen, speziell bei der Versorgung von Diabetikern und Rheumatikern. Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau sowohl punktuell als auch bei flächigen Druckentlastungen.	Plattenware / sheet goods	31150015	lachs	salmon	1,5 1.000 x 1.000	
			31150030	lachs	salmon	3,0 1.000 x 1.000	
			31150045	lachs	salmon	4,5 1.000 x 1.000	
			31150060	lachs	salmon	6,0 1.000 x 1.000	
		Rollenware / Roll goods	31150031	lachs	salmon	3,0	20m x 11cm
			31150061	lachs	salmon	6,0	10m x 11cm
<b>ARU@foam salmon SBR</b>	Open-cell structure therefore very breathable, very abrasion-resistant, tear-resistant and elastic, delayed speed of returning to original position, shock absorption, excellent soft bedding, skin-friendly, light and soft, excellent to glue, without roughening, specially in the treatment of diabetes/rheumatism. Application: foot orthotics and footbeds, both selectively and for extensive pressure relief.						



<b>ARU@Sporton SBR</b>	Latexfrei, hervorragende Polstereigenschaft (schockabsorbierend) auf der Basis von synthetischem Kautschuk (SBR, offenzellige Struktur daher sehr atmungsaktiv, sehr reißfest, extrem zügig, hervorragende Weichbettung, leicht und flexibel, sehr abriebfest, hervorragend verklebbar, ohne aufrauen, 12° Shore A. Anwendung: Zur punktuellen oder flächigen Polsterung im Einlagen- und Bettungsbau.	Plattenware / sheet goods	31150215	blau	blue	1,5 1.000 x 1.000
			31150230	blau	blue	3,0 1.000 x 1.000
		Rollenware / Roll goods	31150231	blau	blue	3,0
<b>ARU@Sporton SBR</b>	Latex-free, excellent cushioning properties (shock-absorbing) based on based on synthetic rubber (SBR, open-cell structure, therefore very breathable, very tear-resistant, extremely elastic, excellent soft cushioning, light and flexible, very abrasion-resistant, excellent adhesion, without roughening, 12° Shore A. Application: For localised or extensive padding in foot orthotics and bedding construction.					



## Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size	
p <sup>2</sup> absorb	p <sup>2</sup> absorb ist ein hochwirksames Material zur effektiven Stoßdämpfung mit einer hohen Energieaufnahme-kapazität. Durch seine kompakte Struktur reduziert es die bei Belastung auftretenden Scherkräfte enorm. <b>STOSSABSORBIEREND</b>	31110422	grün	green	2,0	1.100 x 1.500
		31110423	grün	green	3,0	1.100 x 1.500
		31110424	grün	green	4,0	1.100 x 1.500
		31110426	grün	green	6,0	1.100 x 1.500

Plattenware / sheet goods

### Nutzen (Patient)

Durch seine kompakte Struktur nimmt das p<sup>2</sup> absorb Kräfte auf und bildet keine Scherbewegungen. Der Auftritt wird stabil geführt, was insbesondere bei schnellen, dynamischen Bewegungen eine optimale Führung des Fußes garantiert.

p<sup>2</sup> absorb

p<sup>2</sup> absorb is a highly efficient material for the effective absorption of shock with a high energy absorption capacity. With its compact structure, it significantly reduces shear forces that occur under stress.

### SHOCK-ABSORBENT

### Benefit (patient)

With its compact structure, the p<sup>2</sup> absorb is able to absorb forces and does not produce shear movement. The step is guided steadily, which ensures optimal guidance for the foot in the case of quick, dynamic movements in particular.



## Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	
ARU® Absorb	ARU® Absorb ist ein <b>SEHR HOCH STOSSABSORBIERENDES</b> Material, welches punktuell eingesetzt wird. Auftretende Scherkräfte und Belastungen werden reduziert.	10336002	rot	red	2,0	1.140 x 925
		10336003	rot	red	3,0	1.140 x 925
		10336004	rot	red	4,0	1.140 x 925
		10336006	rot	red	6,0	1.140 x 925


Plattenware / sheet goods

ARU® Absorb is an **EXTREMELY SHOCK-ABSORBENT** material for use as needed. Any occurring shear forces and stress are reduced.



nora® Aerosorb M	Leichtzellkautschuk, mittel, bettende und gleichzeitig dämpfende Eigenschaften, verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, schockabsorbierend, hygienisch, desinfizierbar, Verformung: ca. 110° - 130°C, <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, Schmetterlingsrolle, Fersen- und Vorfußpolster, Haglund-Polster, Polsterschicht für diabetes-adaptierte Fußbettung, Polster aller Art in der OT und OST	10503672	samtrot	velvet red	2,0	800 x 550
		10503673	samtrot	velvet red	3,0	800 x 550
		10503674	samtrot	velvet red	4,0	800 x 550

Plattenware / sheet goods



nora®  
Aerosorb M Light cell rubber, medium, bedding and damping characteristics, delayed speed of returning to original position, shock absorbing, hygienic condition, can be disinfected, thermoforming at: approx. 110° - 130°C  
**application:**  
footbeds, foot orthotics, butterfly soles, heel spur, forefoot cushioning, Haglund cushion, cushion material for diabetic adapted footbed, universal cushion for orthopaedics and orthodeadic shoemakers

nora® Aerosorb W	Beschreibung und Anwendung wie Aerosorb M, <b>weich und soft</b>	10503682	lindgrün	lime green	2,0	820 x 580
		10503683	lindgrün	lime green	3,0	820 x 580
		10503686	lindgrün	lime green	6,0	820 x 580


Plattenware / sheet goods



nora®  
Aerosorb W Description and application like Aerosorb M, **soft and smooth**




## Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials




Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm
ARU®prene	Neoprene einseitig mit Jersey kaschiert, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, erfüllt alle Voraussetzungen für Diabetikerversorgung, hervorragende Polstereigenschaften, sehr gute Druckumverteilung <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung, punktuelle Druckentlastung (Fersensporn usw.)	31102007	royalblau royal blue	2,0	2.300 x 1.350
		31102008	dunkelgrau dark grey	2,0	2.300 x 1.350
		31102009	schwarz black	2,0	2.300 x 1.350
		31101802	beige beige	2,0	1.150 x 1.350
		31102100	beige beige	2,0	2.300 x 1.350
		31102010	dunkelgrau dark grey	3,0	2.300 x 1.350
		31102015	beige beige	3,0	1.350 x 1.150
		31102016	schwarz black	3,0	1.350 x 1.150
		31102017	royalblau royal blue	3,0	1.350 x 1.150
		31102018	dunkelgrau dark grey	3,0	1.350 x 1.150

ARU®prene Neoprene one-sided with jersey, padding-, footbed and cover material, useable for diabetic treatment, excellent cushioning properties, very good redistribution of pressure  
**application:**  
footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment, selective pressure release (heel spur etc.)



onSteam® geprägt Poron	Diese Materialkombination aus dem Polstermaterial Poron und der Microfaser onSteam® verbindet die hervorragenden Eigenschaften dieser beiden Materialien miteinander. 100% atmungsaktiv, wärmeregulierend, geruchsabweisend, leichte Verarbeitung, sehr hoher Tragekomfort, waschbar <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau	qm-Ware / sqm goods	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness	Abmessung Size
onSteam® embossed Poron	This material combination of Poron padding material and onSteam® micro fibre connect the excellent characteristics of these two materials. 100% breathable, regulating the temperature, odor resistant, easy to process, washable, best wearing comfort <b>application:</b> footbeds, foot orthotics	qm-Ware / sqm goods	31105440	schwarz black	1,5	1.400 x 1.000
			31105443	schwarz black	3,0	1.400 x 1.000
			31105460	hautfarben skin coloured	1,5	1.400 x 1.000
			31105463	hautfarben skin coloured	3,0	1.400 x 1.000
		Rollenware / Roll goods	31105450	schwarz black	1,5	20 m x 11 cm
			31105470	hautfarben skin coloured	1,5	20 m x 11 cm
			31105473	hautfarben skin coloured	3,0	20 m x 11 cm



ARU®cover Carbon Point P2	Diese neue Materialkombination aus dem Polstermaterial P2 und ARU®cover Carbon Point verbindet die hervorragenden Eigenschaften dieser beiden Materialien miteinander. 100% atmungsaktiv, wärmeregulierend durch die Einarbeitung von Carbon, geruchsabweisend, antibakteriell, sehr züggig in alle Richtungen, sehr leicht, hoch abriebfest, rückseitig kaschiert mit PU-Folie, sehr gut verkleb- und verarbeitbar, sehr hoher Tragekomfort <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau	qm-Ware / sqm goods	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness	Abmessung Size
ARU®cover Carbon Point P2	This new material combination of P2 padding material and ARU®cover Carbon Point connect the excellent characteristics of these two materials. 100% breathable, regulating the temperature by connected ARU®cover Carbon Point, odor resistant, antibacterial, very elastic in all directions, very light weight, high abrasion-resistant, back coating with PU film, excellent gluing characteristics, easy to process, best wearing comfort <b>application:</b> footbeds, foot orthotics	qm-Ware / sqm goods	10908010	beige beige	1,5	1.380 x 1.000
			10908012	beige beige	3,0	1.380 x 1.000
			10908030	blau blue	1,5	1.380 x 1.000
			10908032	blau blue	3,0	1.380 x 1.000
			10908050	grau grey	1,5	1.380 x 1.000
			10908052	grau grey	3,0	1.380 x 1.000
		Rollenware / Roll goods	10908011	beige beige	1,5	20 m x 11 cm
			10908013	beige beige	3,0	20 m x 11 cm
			10908031	blau blue	1,5	20 m x 11 cm
			10908033	blau blue	3,0	20 m x 11 cm
			10908051	grau grey	1,5	20 m x 11 cm
			10908053	grau grey	3,0	20 m x 11 cm



## Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	
<b>P2/Pigreco by schein</b>	hervorragende Materialkombination für den Einlagen- und Bettungsbau zwischen P2 und unserer neuen Microfaser „Pigreco by schein“. Dieses Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial verbindet die Eigenschaften von P2 und Pigreco by schein und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparung.	31105700	beige	beige	1,0	1.370 x 1.000
		31105702	beige	beige	2,0	1.370 x 1.000
		31105704	beige	beige	3,0	1.370 x 1.000
		31105710	schwarz	black	1,0	1.370 x 1.000
		31105712	schwarz	black	2,0	1.370 x 1.000
		31105703	beige	beige	2,0	20 m x 11 cm
		31105711	schwarz	black	1,0	20 m x 11 cm
<b>P2/Pigreco by schein</b>	Excellent material combination of P2 and the new microfiber "Pigreco by schein" to use for insoles and foot beddings. This padding, bedding and cover material combines the characteristics of P2 and Pigreco by schein and save time and costs.	31105713	schwarz	black	2,0	20 m x 11 cm



<b>P2/Futterkalb</b>	PU-Schaumstoff/Futterkalb Kombination, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, durch Kaschierung von P2 hautfarben 2,0 mm und Futterkalb 0,6 - 0,8 mm geprägt, verbinden sich die Eigenschaften dieser beiden Materialien und bieten damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau	31105580		2,0	
----------------------	--	----------	--	-----	--





**P2/soft calf leather lining** Combination of PU foam/soft calf leather lining, padding-, footbed and cover material, combines the features of P2 skin coloured 2,0 mm and soft calf leather lining 0.6 - 0.8 mm moulded, save time and costs  
**application:**  
footbeds, foot orthotics

<b>ARU®pod/ Lai Porellina</b>	PU-Schaumstoff/Kunstleder Kombination, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU®pod und Lai Porellina und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, sehr hoher Tragekomfort, sehr gut verarbeitbar <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau	31105390	hautfarben	skin coloured	1,5	1.500 x 1.000
		31105400	hautfarben	skin coloured	2,3	1.500 x 1.000
		31105402	hautfarben	skin coloured	3,0	1.500 x 1.000
		31105405	schwarz	black	2,3	1.400 x 1.000
<b>ARU®pod/ Lai Porellina</b>	Combination of PU foam/ synthetic leather, padding-, footbed and cover material, combines the features of ARU®pod and Lai Porellina, save time and costs, high walking comfort, easy handling <b>application:</b> footbeds, foot orthotics	31105401	hautfarben	skin coloured	2,3	20 m x 11 cm
		31105406	schwarz	black	2,3	20 m x 11 cm






## Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm
	<b>ARU® X-Static Wabe mit P2</b> Silberionenstoff kaschiert mit P2, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, antibakteriell, geruchshemmend, thermodynamisch, antistatisch, reißfest und zügig, verbindet die Eigenschaften von P2 und X-Static und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau	10900288	schwarz black	1,5	1.400 x 1.000
	<b>ARU® X-Static Wabe with P2</b> Silver ions fabric laminated with P2, padding-, footbed and cover material, antibacterial, odour blocking, thermodynamical, antistatic, tear resistant, combines the features of P2 and X-Static, save time and costs <b>application:</b> footbeds, foot orthotics	10900291	schwarz black	1,5	25 m x 11 cm
	<b>ARU® X-Static mit P2</b> Silberionenstoff kaschiert mit P2, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, antibakteriell, geruchshemmend, thermodynamisch, antistatisch, reißfest und zügig, verbindet die Eigenschaften von P2 und X-Static und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau	10900290	schwarz black	1,5	1.390 x 1.000
	<b>ARU® X-Static with P2</b> Silver ions fabric laminated with P2, padding-, footbed and cover material, antibacterial, odour blocking, thermodynamical, antistatic, tear resistant, combines the features of P2 and X-Static, save time and costs <b>application:</b> footbeds, foot orthotics	10900282	schwarz black	1,5	25 m x 11,5 cm

## Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials


Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size	
Merino/P2	Diese Materialkombination aus Merinowolle und P2 verbindet die hervorragenden Eigenschaften dieser beiden Materialien miteinander. Geruchsneutralisierend (stinkt nicht, auch bei längerem Tragen), atmungsaktiv, thermoregulierend (wärmt bei Kälte und kühlt bei Hitze), pflegeleicht, sehr hoher Tragekomfort durch P2 Polster  * = kaschiert mit Covertex	31105200	navyblau	navyblue	2,0	1.520 x 1.000
		31105201	navyblau	navyblue	2,0	25 m x 11 cm
		31105202*	navyblau	navyblue	2,1	25 m x 11 cm
Merino/P2	This material combination of merino wool and P2 unites the outstanding properties of both of these materials. Odour-neutralising (does not smell, even when worn for long periods), breathable, thermo-regulating (warms when cold and cools when hot), low-maintenance, very comfortable to wear thanks to P2 cushion  * = coated with Covertex					




ARU®foam lachs X-Static Wabe	PU-Schaumstoff kaschiert mit X-Static Wabe, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU®foam lachs und X-Static Wabe und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker-versorgung	31106360	beige	beige	3,0	1.370 x 1.000
ARU®foam salmon X-Static Wabe	PU foam laminated with X-Static wabe, padding-, footbed and cover material, combines the features of ARU®foam salmon and X-Static wabe, save time and costs <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment	31106345	schwarz	black	1,5	20m x 11 cm




## Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
<b>ARU®foam lachs Drylex</b>	PU-Schaumstoff kaschiert mit Drylex, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU®foam lachs und Drylex und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker-versorgung	qm-Ware / sqm goods 31106130	beige beige	3,0	1.370 x 1.000
<b>ARU®foam salmon Drylex</b>	PU foam with Drylex lamination, padding-, footbed and cover material, combines the features of ARU®foam salmon and Drylex <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment	Rollenware / Roll goods 31106131	beige beige	3,0	20 m x 11 cm





<b>ARU®foam lachs ARU®line</b>	PU-Schaumstoff kaschiert mit ARU®line, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU®foam lachs und ARU®line und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker-versorgung	qm-Ware / sqm goods 31106355	sand sand	3,0	1.370 x 1.000
<b>ARU®foam salmon ARU®line</b>	PU foam with ARU®line lamination, padding-, footbed and cover material, combines the features of ARU®foam salmon and ARU®line, save time and costs <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment				






<b>ARU®foam lachs Lai Porellina</b>	PU-Schaumstoff, perforiert kaschiert mit Lai Porellina, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU®foam lachs und Lai Porellina und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker-versorgung	qm-Ware / sqm goods 31106431	hautfarben skin coloured	3,0	1.370 x 1.000
<b>ARU®foam salmon Lai Porellina</b>	PU foam, perforated with Lai Porellina lamination, padding-, footbed and cover material, combines the features of ARU®foam salmon and Lai Porellina, save time and costs <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment				

## Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU®foam lachs Dryspacer	PU-Schaumstoff kaschiert mit Dryspacer, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU®foam lachs und Dryspacer und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker-versorgung	qm-Ware / sqm goods 31106135	schwarz black	3,0	1.370 x 1.000
		qm-Ware / sqm goods 31106140	beige beige	3,0	1.370 x 1.000
ARU®foam salmon Dryspacer	PU foam with Dryspacer lamination, padding-, footbed and cover material, combines the features of ARU®foam salmon and Dryspacer, save time and costs <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment	Rollenware / Roll goods 31106136	schwarz black	3,0	20 m x 11 cm
ARU®foam lachs Pigreco by schein	PU-Schaumstoff kaschiert mit Pigreco by schein Microfaser, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU®foam lachs und Pigreco by schein Microfaser und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, außergewöhnliche Zugfestigkeit durch diese Verbindung <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker-versorgung	qm-Ware / sqm goods 31106500	beige beige	3,0	1.380 x 1.000
		qm-Ware / sqm goods 31106503	schwarz black	3,0	1.380 x 1.000
ARU®foam salmon Pigreco by schein	PU foam with Pigreco by schein microfleece lamination, padding-, footbed and cover material, combines the features of ARU®foam salmon and Pigreco by schein microfleece, save time and costs, excellent tensile strength by this connection <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment	Rollenware / Roll goods 31106501	beige beige	3,0	20 m x 11 cm
ARU®foam lachs Spacer	PU-Schaumstoff kaschiert mit Drylex Spacer, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU®foam lachs und Drylex Spacer und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker-versorgung	qm-Ware / sqm goods 31106343	schwarz black	4,3	1.370 x 1.000
		qm-Ware / sqm goods			
ARU®foam salmon Spacer	PU foam with Drylex lamination Spacer, padding-, footbed and cover material, combines the features of ARU®foam salmon and Drylex Spacer, save time and costs <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment				



## Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm			
 <p><b>ARU® foam lachs geprägt onSteam®</b></p> <p>Diese Materialkombination aus dem Bettungsmaterial ARU® foam und der Microfaser onSteam® verbindet die hervorragenden Eigenschaften dieser beiden Materialien miteinander. 100% atmungsaktiv, perforiert, wärmeregulierend, geruchsabweisend, leichte Verarbeitung, sehr hoher Tragekomfort, waschbar</p> <p><b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker-versorgung</p>	<p>The bedding material ARU® foam and the micro fibre onSteam® combines the features of both materials, 100% breathable, perforated, regulating the temperature, odor resistant, easy to process, washable, best wearing comfort,</p> <p><b>application:</b> foot orthotics and footbeds especially for diabetic treatment</p>	31105600	beige	beige	1,5	1.400 x 1.000		
		31105602	grau	grey	1,5	1.400 x 1.000		
		31105610	schwarz	black	1,5	1.400 x 1.000		
		31105612	schwarz	black	3,0	1.400 x 1.000		
		31105614	beige	beige	3,0	1.400 x 1.000		
		31105601	beige	beige	1,5	20 m x 11 cm		
		31105603	grau	grey	1,5	20 m x 11 cm		
		31105611	schwarz	black	1,5	20 m x 11 cm		
		31105613	schwarz	black	3,0	20 m x 11 cm		
		31105615	beige	beige	3,0	20 m x 11 cm		
		31105590	beige	beige	1,5	20 m x 13 cm		
		 <p><b>ARU® foam lachs ARU®cover Carbon Point</b></p> <p>PU-Schaumstoff kaschert mit ARU®cover Carbon Point, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU® foam lachs und ARU®cover Carbon Point und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis</p> <p><b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker-versorgung</p>	<p>PU foam with ARU®cover Carbon Point lamination, padding-, footbed and cover material, combines the features of ARU® foam salmon and ARU®cover Carbon Point, save time and costs</p> <p><b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment</p>	10908001	beige	beige	1,5	1.380 x 1.000
				10908003	beige	beige	3,0	1.380 x 1.000
				10908023	blau	blue	3,0	1.380 x 1.000
				10908041	grau	grey	1,5	1.380 x 1.000
10908043	grau			grey	3,0	1.380 x 1.000		
10908002	beige			beige	1,5	20 m x 11 cm		
10908004	beige			beige	3,0	20 m x 11 cm		
10908024	blau			blue	3,0	20 m x 11 cm		
10908042	grau			grey	1,5	20 m x 11 cm		
10908044	grau			grey	3,0	20 m x 11 cm		
 <p><b>ARU® foam Supersoft Drylex</b></p> <p>PU-Schaumstoff kaschert mit Drylex, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU® foam Supersoft und Drylex und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, außergewöhnliche Zugfestigkeit durch diese Verbindung</p> <p><b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker-versorgung</p>	<p>PU foam with Drylex lamination, padding-, footbed and cover material, combines the features of ARU® foam Supersoft and Drylex, save time and costs, excellent tensile strength by this connection</p> <p><b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment</p>			31106232	beige	beige	3,2	1.370 x 1.000
				<p><b>ARU® foam Supersoft Drylex</b></p>				







## Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
ARU®pod / ARU®line	PU-Schaumstoff/Microfaser Kombination, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU®line und ARU®pod und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau	31105381	hautfarben/ sand	skin coloured/ sand	3,3 1.370 x 1.000
		31105382	hautfarben/ schwarz	skin coloured/ black	3,3 1.370 x 1.000
ARU®pod / ARU®line	Combination of PU foam/ microfleece, padding-, footbed and cover material, combines the features of ARU®line and ARU®pod, save time and costs <b>application:</b> footbeds, foot orthotics				
ARU®pod / ARU® Lycra	PU-Schaumstoff kaschiert mit sehr flexiblem Lycra, Polster- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU®pod und Lycra, dadurch erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, sehr dünn, sehr flexibel, hervorragend abwaschbar <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau	31105370	grün/beige	green/beige	1,5 1.370 x 1.000
ARU®pod / ARU® Lycra	PU foam with very flexible Lycra, padding and bedding material, combines the features of ARU®pod and Lycra, save time and costs, very thin, very flexible, excellent washable <b>application:</b> footbeds, foot orthotics				
ARU®med Alcantara	Leichtzell-EVA/Microfaser Kombination, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU®med 18 und Alcantara und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell für Diabetiker und Allergiker	31108033	orange	orange	3,0 20 m x 11 cm
		31108036	dunkelblau	dark blue	3,0 25 m x 11 cm
ARU®med Alcantara	EVA light cell/microfleece combination, padding-, footbed and cover material, combines the features of ARU®med 18 and Alcantara, save time and costs <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetics and allergy sufferers				






## Kombimaterialien und Verbundplatten / Combination plates


Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	
 <p>6 mm ARU®flexlastic, ca. 25° Shore A 10 mm ARU®soft AirLight, ca. 50/55° Shore A</p> <p>Patienten bis patients up to <b>95 kg</b></p> <p>Erwärmungszeit bei 120° - 130°C ca. 6 min.</p> <p>Abkühlzeit ca. 12 min.</p> 	<p><b>ARU®combi DuoDirect®1</b> Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus 6 mm hochflexiblem, hochrückstellfähigem <b>ARU®flexlastic</b>, ca. 25° Shore A, und 10 mm superleichtem, stabilisierendem <b>ARU®soft AirLight</b>, ca. 50/55° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung</p> <p><b>ARU®combi DuoDirect®1</b> Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of 6 mm highly flexible, good resilience <b>ARU®flexlastic</b>, approx. 25° Shore A, and 10 mm very light, stabilizing <b>ARU®soft AirLight</b>, approx. 50/55° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment</p>	10340301	hautfarben/ weiss	skin coloured/ white	16,0	950 x 570
		10340372	hautfarben/ weiss	skin coloured/ white	16,0	950 x 1.700
 <p>6 mm ARU®iso, ca. 20° Shore A 10 mm ARU®flexis, ca. 35° Shore A</p> <p>Patienten bis patients up to <b>70 kg</b></p> <p>Erwärmungszeit bei 120° - 130°C ca. 6 min.</p> <p>Abkühlzeit ca. 12 min.</p> 	<p><b>ARU®combi DuoDirect®2</b> Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus 6 mm weichem, polsterndem <b>ARU®iso</b>, ca. 20° Shore A, und 10 mm flexiblem, elastischem <b>ARU®flexis</b>, ca. 35° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung</p> <p><b>ARU®combi DuoDirect®2</b> Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of 6 mm soft padding <b>ARU®iso</b>, approx. 20° Shore A, and 10 mm flexible, elastically <b>ARU®flexis</b>, approx. 35° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment</p>	10340302	beige/grau	beige/grey	16,0	1.000 x 600
		10340373	beige/grau	beige/grey	16,0	1.000 x 1.800
 <p>6 mm ARU®flexlastic, ca. 25° Shore A 10 mm ARU®flexis, ca. 35° Shore A</p> <p>Patienten bis patients up to <b>70 kg</b></p> <p>Erwärmungszeit bei 120° - 130°C ca. 6 min.</p> <p>Abkühlzeit ca. 12 min.</p> 	<p><b>ARU®combi DuoDirect®3</b> Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus 6 mm hochflexiblem, hochrückstellfähigem <b>ARU®flexlastic</b>, ca. 25° Shore A, und 10 mm flexiblem, elastischem <b>ARU®flexis</b>, ca. 35° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung</p> <p><b>ARU®combi DuoDirect®3</b> Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of 6 mm highly flexible, good resilience <b>ARU®flexlastic</b>, approx. 25° Shore A, and 10 mm flexible, elastically <b>ARU®flexis</b>, approx. 35° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment</p>	10340303	hautfarben/ grau	skin coloured/ grey	16,0	950 x 600
		10340374	hautfarben/ grau	skin coloured/ grey	16,0	950 x 1.800

## Kombimaterialien und Verbundplatten / Combination plates


Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness	Abmessung Size
				ca. mm / approx. mm	
ARU®combi DuoDirect®4	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus 6 mm hochflexiblem, hochrückstellfähigem ARU®flexlastic, ca. 25° Shore A, und 3 mm weichem, polsterndem ARU®liso, ca. 20° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340304	hautfarben/ beige	skin coloured/ beige	9,0 600 x 1.000
		10340375	hautfarben/ beige	skin coloured/ beige	9,0 1.000 x 1.800
ARU®combi DuoDirect®4	Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of 6 mm highly flexible, good resilience ARU®flexlastic, approx. 25° Shore A, and 3 mm soft padding ARU®liso, approx. 20° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment				
ARU®combi DuoDirect®5	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus weichem, polsterndem 6 mm ARU®liso, ca. 25° Shore A, und 10 mm ARU®liso, ca. 30° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340305	hellbeige/ grau	light beige/ grey	16,0 600 x 1.000
		10340376	hellbeige/ grau	light beige/ grey	16,0 1.000 x 1.800
ARU®combi DuoDirect®5	Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of soft padding 6 mm ARU®liso, approx. 25° Shore A, and 10 mm ARU®liso, approx. 30° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment				
ARU®combi DuoDirect®6	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus weichem, polsterndem 6 mm ARU®liso, ca. 25° Shore A, und 10 mm ARU®liso, ca. 50° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340306	beige/ dunkelbraun	beige/ dark brown	16,0 950 x 570
		10340377	beige/ dunkelbraun	beige/ dark brown	16,0 950 x 1.700
ARU®combi DuoDirect®6	Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of soft padding 6 mm ARU®liso, approx. 25° Shore A, and 10 mm ARU®liso, approx. 50° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment				



Patienten bis  
patients up to












Patienten bis  
patients up to



Patienten bis  
patients up to




## Kombimaterialien und Verbundplatten / Combination plates

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
 <p>7 mm ARU®liso, ca. 35° Shore A 10 mm ARU®liso, ca. 50/55° Shore A</p> <p>Patienten bis patients up to</p>  <p>Erwärmungszeit bei 120°-130°C ca. 6 min.</p> <p>Abkühlzeit ca. 12 min.</p> 	<b>ARU®combi DuoDirect®7</b> Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus weichem, polsterndem 7 mm ARU®liso, ca. 35° Shore A, und 10 mm ARU®liso, ca. 50/55° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340307 10340378	hellgrün/ grau hellgrün/ grau	light green/ grey light green/ grey	17,0 17,0 950 x 570 950 x 1.700
	<b>ARU®combi DuoDirect®7</b> Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of soft padding 7 mm ARU®liso, approx. 35° Shore A, and 10 mm ARU®liso, approx. 50/55° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment	Plattenware / sheet goods			
 <p>6 mm ARU®Reboflex, ca. 25° Shore A 13 mm ARU®liso, ca. 35° Shore A</p> <p>NEU NEW</p> <p>Patienten bis patients up to</p>  <p>Erwärmungszeit bei 120°-130°C ca. 6 min.</p> <p>Abkühlzeit ca. 12 min.</p> 	<b>ARU®combi DuoDirect®18</b> Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus 6 mm hochelastischem und hochflexiblem ARU® Reboflex, ca. 25° Shore A, und 13 mm ARU®liso, ca. 35° Shore A Verformung: ca. 120°-130°C <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340389	weiß/ blau	white/ blue	19,0 1.800 x 1.000
	<b>ARU®combi DuoDirect®18</b> Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of highly elastic and highly flexible 6 mm ARU®Reboflex, approx. 25° Shore A, and 13 mm ARU®liso, approx. 35° Shore A thermoforming at: approx. 120° - 130°C, <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment	Plattenware / sheet goods			
 <p>6 mm ARU®Reboflex, ca. 25° Shore A 13 mm ARU®liso, ca. 45° Shore A</p> <p>NEU NEW</p> <p>Patienten bis patients up to</p>  <p>Erwärmungszeit bei 120°-130°C ca. 6 min.</p> <p>Abkühlzeit ca. 12 min.</p> 	<b>ARU®combi DuoDirect®19</b> Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus 6 mm hochelastischem und hochflexiblem ARU®Reboflex, ca. 25° Shore A, und 13 mm ARU®liso, ca. 45° Shore A Verformung: ca. 120°-130°C <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340390	weiß/ rot/	white/ red	19,0 1.650 x 950
	<b>ARU®combi DuoDirect®19</b> Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of highly elastic and highly flexible 6 mm ARU® Reboflex, approx. 25° Shore A, and 13 mm ARU® liso, approx. 45° Shore A thermoforming at: approx. 120° - 130°C, <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment	Plattenware / sheet goods			

## Kombimaterialien und Verbundplatten / Combination plates

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness	Abmessung Size	ca. mm / approx. mm
ARU®combi DuoDirect®20	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direktmittenander vulkanisierte Verbindung aus 6 mm hochelastischem und hochflexiblem ARU®Reboflex, ca. 25° Shore A, und 13 mm ARU®Reboflex, ca. 35° Shore A, Verformung: ca. 120°-130°C <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340391	weiß/ lima/	white/ lima/	19,0	1.700 x 950
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Plattenware / sheet goods</div> <div style="text-align: right;">                     6 mm ARU®Reboflex, ca. 25° Shore A                      13 mm ARU®Reboflex, ca. 35° Shore A                 </div> </div>						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Plattenware / sheet goods</div> <div style="text-align: right;"> </div> </div>						
Patienten bis patients up to  75 kg						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>						
ARU®combi DuoDirect®20	Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of highly elastic and highly flexible 6 mm ARU®Reboflex, approx. 25° Shore A, and 13 mm ARU®Reboflex, approx. 35° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment	10340392	weiß/ gelb/	white/ yellow/	19,0	1.650 x 950
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Plattenware / sheet goods</div> <div style="text-align: right;">                     6 mm ARU®Reboflex, ca. 25° Shore A                      13 mm ARU®Reboflex, ca. 45° Shore A                 </div> </div>						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Plattenware / sheet goods</div> <div style="text-align: right;"> </div> </div>						
Patienten bis patients up to  85 kg						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>						
ARU®combi TricoDirect®2	Kombi-Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus EVA, 3 mm, ca. 18° Shore A, hautfarben, ARU®foam Med „M“ blau 3 mm und EVA, 3 mm, ca. 25° Shore A, weiss. Aus dieser Kombination ergibt sich ein hervorragendes, thermoplastisch verformbares Bettungsmaterial, <b>ideal geeignet für Diabetiker!</b> Verformung: ca. 90° - 120°C, <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340202	hautfarben/ blau/weiss	skin coloured/ blue/white	9,0	1.000 x 1.400
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Plattenware / sheet goods</div> <div style="text-align: right;">                     3 mm EVA, ca. 18° Shore A                      3 mm ARU®foam Med „M“                      3 mm EVA, ca. 25° Shore A                 </div> </div>						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Plattenware / sheet goods</div> <div style="text-align: right;"> </div> </div>						
Patienten bis patients up to  85 kg						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>						
ARU®combi TricoDirect®2	Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of EVA, 3 mm, approx. 18° Shore A, skin, ARU®foam Med „M“ blue 3 mm and EVA, 3 mm, approx. 25° Shore A, white. The result of this combination is an excellent thermoplastic deformable bedding material which is <b>ideally suited for diabetics</b> , thermoforming at: approx. 90° - 120°C, <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment	10340202	hautfarben/ blau/weiss	skin coloured/ blue/white	9,0	1.000 x 1.400
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Plattenware / sheet goods</div> <div style="text-align: right;">                     3 mm EVA, ca. 18° Shore A                      3 mm ARU®foam Med „M“                      3 mm EVA, ca. 25° Shore A                 </div> </div>						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Plattenware / sheet goods</div> <div style="text-align: right;"> </div> </div>						
Patienten bis patients up to  85 kg						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>						

## Kombimaterialien und Verbundplatten / Combination plates




Patienten bis patients up to



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--	--

<b>ARU®combi TricoDirect®8</b>	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus weichem, polsterndem 5 mm <b>ARU®Iso</b> , ca. 20° Shore A, 5 mm <b>ARU®Iso</b> , ca. 35° Shore A, 10 mm <b>ARU®Iso</b> , ca. 45° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340308	hellbeige/rot/ weiss	light beige/ red/white	20,0 950 x 550
		10340108	hellbeige/rot/ weiss	light beige/ red/white	20,0 950 x 825
		10340379	hellbeige/rot/ weiss	light beige/ red/white	20,0 950 x 1.650

<b>ARU®combi TricoDirect®8</b>	Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of soft padding 5 mm <b>ARU®Iso</b> , approx. 20° Shore A, 5 mm <b>ARU®Iso</b> , approx. 35° Shore A, 10 mm <b>ARU®Iso</b> , approx. 45° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment
--------------------------------	--




Patienten bis patients up to



<b>ARU®combi TricoDirect®9</b>	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus weichem, polsterndem 6 mm <b>ARU®Iso</b> , ca. 30° Shore A, 6 mm <b>ARU®Iso</b> , ca. 35° Shore A, 8 mm <b>ARU®Iso</b> , ca. 50° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340309	beige/grün/ dunkelbraun	beige/green/ dark brown	20,0 950 x 550
		10340380	beige/grün/ dunkelbraun	beige/green/ dark brown	20,0 1.650 x 950

<b>ARU®combi TricoDirect®9</b>	Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of soft padding 6 mm <b>ARU®Iso</b> , approx. 30° Shore A, 6 mm <b>ARU®Iso</b> , approx. 35° Shore A, 8 mm <b>ARU®Iso</b> , approx. 50° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment
--------------------------------	---



Patienten bis patients up to




<b>ARU®combi TricoDirect®10</b>	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus weichem, polsterndem 5 mm <b>ARU®Iso</b> , ca. 20° Shore A, 5 mm <b>ARU®Iso</b> , ca. 35° Shore A, 10 mm <b>ARU®Iso</b> , ca. 55/60° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340310	beige/blau/ gelb	beige/blue/ yellow	20,0 950 x 550
		10340110	beige/blau/ gelb	beige/blue/ yellow	20,0 950 x 825
		10340381	beige/blau/ gelb	beige/blue/ yellow	20,0 1.650 x 950

<b>ARU®combi TricoDirect®10</b>	Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of soft padding 5 mm <b>ARU®Iso</b> , approx. 20° Shore A, 5 mm <b>ARU®Iso</b> , approx. 35° Shore A, 10 mm <b>ARU®Iso</b> , approx. 55/60° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment
---------------------------------	---




## Kombimaterialien und Verbundplatten / Combination plates


Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness	Abmessung Size
				ca. mm / approx. mm	
ARU®combi TricoDirect®11	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus weichem, polsterndem 5 mm ARU®liso, ca. 20° Shore A, 5 mm ARU®liso, ca. 30° Shore A, 10 mm ARU®liso, ca. 40° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340311	hellbeige/ grau/ hellgrün	light beige/ grey/ light green	20,0 950 x 550
		10340382	hellbeige/ grau/ hellgrün	light beige/ grey/ light green	20,0 1.650 x 950
ARU®combi TricoDirect®11	Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of soft padding 5 mm ARU®liso, approx. 20° Shore A, 5 mm ARU®liso, approx. 30° Shore A, 10 mm ARU®liso, approx. 40° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment				
ARU®combi TricoDirect®12	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus weichem, polsterndem 5 mm ARU®liso, ca. 20° Shore A, 5 mm ARU®Reboflex, ca. 20° Shore A, 12 mm ARU®liso, ca. 35° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340312	beige/celeste/ dunkelblau	beige/celeste/ dark blue	22,0 950 x 550
		10340112	beige/celeste/ dunkelblau	beige/celeste/ dark blue	22,0 950 x 825
		10340383	beige/celeste/ dunkelblau	beige/celeste/ dark blue	22,0 1.650 x 950
ARU®combi TricoDirect®12	Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of soft padding 5 mm ARU®liso, approx. 20° Shore A, 5 mm ARU®Reboflex, approx. 20° Shore A, 12 mm ARU®liso, approx. 35° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment				
ARU®combi TricoDirect®13	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus weichem, polsterndem 4 mm ARU®liso, ca. 20° Shore A, 4 mm ARU®liso, ca. 25° Shore A, 12 mm ARU®liso, ca. 45° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340313	beige/pistacho/ braun	beige/pistacho/ brown	20,0 950 x 550
		10340384	beige/pistacho/ braun	beige/pistacho/ brown	20,0 1.650 x 950
ARU®combi TricoDirect®13	Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of soft padding 4 mm ARU®liso, approx. 20° Shore A, 4 mm ARU®liso, approx. 25° Shore A, 12 mm ARU®liso, approx. 45° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment				



Patienten bis  
patients up to




Patienten bis  
patients up to



Patienten bis  
patients up to



## Kombimaterialien und Verbundplatten / Combination plates



Patienten bis  
patients up to

100  
kg



**ARU®combi  
TricoDirect®14**

Polsterplatte, Leichtzell EVA,  
direkt miteinander  
vulkanisierte Verbindung  
aus weichem, polsterndem  
6 mm

**ARU®iso**, ca. 25° Shore A,  
2 mm

**ARU®iso**, ca. 55° Shore A,  
12 mm

**ARU®iso**, ca. 45° Shore A,  
Verformung: ca. 120° - 130°C,

**Anwendung:**

Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung

Plattenware / sheet goods

Artikel-Nr.  
Article no.

Farbe  
Colour

Stärke  
Thickness  
ca. mm /

Abmessung  
Size  
approx. mm

10340314

beige/hueso/  
rot

beige/hueso/  
red

20,0

950 x 550

10340385

beige/hueso/  
rot

beige/hueso/  
red

20,0

1.650 x 950

**ARU®combi  
TricoDirect®14**

Padding plate, EVA light zell,  
directly vulcanized connection of soft padding  
6 mm

**ARU®iso**, approx. 25° Shore A,  
2 mm

**ARU®iso**, approx. 55° Shore A,  
12 mm

**ARU®iso**, approx. 45° Shore A,  
thermoforming at: approx. 120° - 130°C,

**application:**

footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment

**ARU®combi  
TricoDirect®16**

Polsterplatte, Leichtzell  
EVA/ARU®fant Soft,  
direkt miteinander  
vulkanisierte Verbindung  
aus weichem, polsterndem  
5 mm,

**ARU®iso**, ca. 25° Shore A,  
7 mm hochrückstellfähigen

**Reboflex**, ca. 35° Shore A  
9 mm bewährten

**ARU®fant Soft**, ca. 45° Shore A

Plattenware / sheet goods


10340387

beige/  
beige/  
ARU®fant

beige/  
beige/  
ARU®fant

21,0

1.650 x 950



Patienten bis  
patients up to

90  
kg



**ARU®combi  
TricoDirect®16**

Padding plate, EVA light zell,  
directly vulcanized connection  
of soft padding  
5 mm,

**ARU®iso**, approx. 25° Shore A,  
7 mm high resilience

**Reboflex**, approx. 35° Shore A  
9 mm proven

**ARU®fant Soft**, approx. 45° Shore A

**ARU®combi  
TricoDirect®17**

Polsterplatte, Leichtzell EVA,  
direkt miteinander vulkani-  
sierte Verbindung aus  
weichem, polsterndem  
5 mm

**ARU®iso**, ca. 25° Shore A,  
dem 7 mm

hochrückstellfähigen  
**Reboflex**, ca. 35° Shore A  
und 9 mm

**ARU®iso**, ca. 50° Shore A

Plattenware / sheet goods


10340388

beige/  
lima/  
braun

beige/  
lima/  
brown

21,0

1.650 x 950



Patienten bis  
patients up to

105  
kg



**ARU®combi  
TricoDirect®17**

Padding plate, EVA light zell,  
directly vulcanized connection  
of soft padding  
5 mm

**ARU®iso**, approx. 25° Shore A,  
dem 7 mm high resilience

**Reboflex**, approx. 35° Shore A  
and 9 mm


**ARU®iso**, approx. 50° Shore A

## Kombimaterialien und Verbundplatten / Combination plates

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU®combi	ARU®fant/EVA Kombinationsstreifen zur schnellen, günstigen und zeitsparenden Herstellung von Einlagen und Bettungen im Tiefzieh- verfahren. Stabile Fersen- führung durch unseren bewährten ARU®fant Soft 45° Shore A und eine komfortable Vorfußpolsterung durch unser bewährtes EVA ARU®liso 30, Verformung: ca. 90°C	10535037	ARU®combi 04	16,0	1.700 x 300
		10535038	ARU®combi 05	16,0	1.700 x 330
		10535039	ARU®combi 06	20,0	1.700 x 300
		10535040	ARU®combi 07	20,0	1.700 x 330
		10535042	ARU®combi 07 lang/long	20,0	1.700 x 360
ARU®combi	ARU®fant/EVA combination strips for the manufacture of foot orthotics and beddings, save time and costs, very suitable for deep-drawing. Thanks to the proven ARU®fant Soft 45° Shore A the material has a stable heel part and the proven EVA ARU®liso 30 makes the forefoot padding comfortable, thermoforming at: approx. 90°C				

Plattenware / sheet goods

Plattenware / sheet goods



nora® Lunatec Combi 1	Leichtzell-EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus <b>Lunalastik</b> und <b>Lunasoft AL</b> , dadurch erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, beidseitig geschliffen, Härte: ca. 25/52° Shore A, Gewicht: ca. 0,23/0,26 g/cm <sup>3</sup> Verformung: ca. 120° - 170°C <b>Anwendung:</b> Basis für orthopädische Fußbettungen und Einlagenversorgungen mit dauerelastischer und stabilisierender Funktion für stärkere Belastungen, für Altersfuß, Diabetes und Rheuma, auch als Basis für Sporteinlagen	10503701	hautfarben/ weiss	skin coloured/ white	14,0	925 x 580
nora® Lunatec Combi 1	EVA light cell, directly vulcanized connection of <b>Lunalastic</b> and <b>Lunasoft AL</b> , save time and costs, ground both sides, hardness: approx. 25/52° Shore A, weight: approx. 0.23/0.26 g/cm <sup>3</sup> thermoforming at: approx. 120° - 170°C <b>application:</b> basic material for footbeds and foot orthotics with permanently elastic and stabilising function, for strong strain, specially for geriatric foot, diabetics, rheumatism, also as basic material for sport insoles					



## Kombimaterialien und Verbundplatten / Combination plates



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--	--

nora® Lunatec Combi 2	Leichtzell-EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus <b>Lunairflex</b> und <b>Lunasoft SLW</b> , dadurch erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, beidseitig geschliffen, Härte: ca. 22/30° Shore A, Gewicht: ca. 0,12/0,20 g/cm <sup>3</sup> Verformung: ca. 120° - 170°C <b>Anwendung:</b> Basis für orthopädische Fußbettungen, besonders diabetesadaptierte Fußbettungen mit bettender und dauerelastischer Funktion, für leichtere Beanspruchung bei empfindlichen Füßen, für Altersfuß, Rheuma und Diabetes im fortgeschrittenen Stadium	10503702	hautfarben/ graubeige	skin coloured/ grey beige	16,0	880 x 600
		10503722	hautfarben/ graubeige	skin coloured/ grey beige	16,0	1.200 x 880

Plattenware / sheet goods

nora® Lunatec  
Combi 2

EVA light cell,  
directly vulcanized connection of **Lunairflex** and  
**Lunasoft SLW**, save time and costs, ground both sides,  
hardness: approx. 22/30° Shore A,  
weight: approx. 0.12/0.20 g/cm<sup>3</sup>  
thermoforming at: approx. 120° - 170°C  
**application:**  
basic material for footbeds, specially for diabetes adapted footbeds  
with permanently elastic function, for light strain,  
for geriatric foot, rheumatism and diabetics in advanced stage



nora® Lunatec Combi 3	Leichtzell-EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus <b>Lunalastik</b> und <b>Lunasoft SLW</b> , dadurch erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, beidseitig geschliffen, Härte: ca. 25/30° Shore A, Gewicht: ca. 0,23/0,20 g/cm <sup>3</sup> Verformung: ca. 120° - 170°C <b>Anwendung:</b> Basis für orthopädische Fußbettungen, besonders diabetesadaptierte Fußbettungen mit bettender und dauerelastischer Funktion, für mittlere Beanspruchung zur Versorgung von Altersfuß, Rheuma und Diabetes im fortgeschrittenen Stadium	10503703	hautfarben/ stein	skin coloured/ stone	16,0	870 x 580
		10503723	hautfarben/ stein	skin coloured/ stone	16,0	1.160 x 870



Plattenware / sheet goods

nora® Lunatec  
Combi 3

EVA light cell,  
directly vulcanized connection of **Lunalastic** and  
**Lunasoft SLW**, save time and costs, ground both sides,  
hardness: approx. 25/30° Shore A,  
weight: approx. 0.23/0.20 g/cm<sup>3</sup>  
thermoforming at: approx. 120° - 170°C  
**application:**  
basic material for footbeds, specially for diabetes adapted footbeds  
with permanently elastic function, for medium strain,  
for geriatric foot, rheumatism and diabetics in advanced stage




## Kombimaterialien und Verbundplatten / Combination plates

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
nora® Lunatec Combi 4	Leichtzell-EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus <b>Lunairflex</b> und <b>Lunalastik</b> , dadurch erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, beidseitig geschliffen, Härte: ca. 22/25° Shore A, Gewicht: ca. 0,12/0,23 g/cm <sup>3</sup> Verformung: ca. 120° - 170°C <b>Anwendung:</b> Basis für orthopädische Fußbettungen, besonders diabetesadaptierte Fußbettungen mit bettender und dauerelastischer Funktion, für stärkere Beanspruchung zur Versorgung von Altersfuß, Rheuma und Diabetes im fortgeschrittenen Stadium	10503704	hautfarben/ weiss	skin coloured/ white	9,0 870 x 540
nora® Lunatec Combi 4	EVA light cell, directly vulcanized connection of <b>Lunairflex</b> and <b>Lunalastic</b> , save time and costs, ground both sides, hardness: approx. 22/25° Shore A, weight: approx. 0.12/0.23 g/cm <sup>3</sup> thermoforming at: approx. 120° - 170°C <b>application:</b> basic material for footbeds, specially for diabetes adapted footbeds with permanently elastic function, for strong strain, for geriatric foot, rheumatism and diabetics in advanced stage				
nora® Lunatec Combi 5	Leichtzell-EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus <b>Lunairflex</b> und <b>Lunasoft SLW</b> , dadurch erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, beidseitig geschliffen, Härte: ca. 22/30° Shore A, Gewicht: ca. 0,12/0,20 g/cm <sup>3</sup> Verformung: ca. 120° - 170°C <b>Anwendung:</b> Basis für effizient gefertigte dünne, bettende Einlagen, z. B. eine langsohlige Einlage mit optimaler Weichbettung im Vorfuß, zur Abpolsterung von Orthesen, Prothesen und Softsockets geeignet	10503705	hellgrau/ royalblau	light grey/ royal blue	7,0 950 x 600
nora® Lunatec Combi 5	EVA light cell, directly vulcanized connection of <b>Lunairflex</b> and <b>Lunasoft SLW</b> , save time and costs, ground both sides, hardness: approx. 22/30° Shore A, weight: approx. 0.12/0.20 g/cm <sup>3</sup> thermoforming at: approx. 120° - 170°C <b>application:</b> basic material for thin insoles, e.g. long sole insoles with forefoot soft bedding, padding material for orthotics, prostheses and softsockets				
nora® Lunatec Combi 6	Leichtzell-EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus <b>Lunasoft SLW</b> und <b>Lunasoft AL</b> , dadurch erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, beidseitig geschliffen, Härte: ca. 30/52° Shore A, Gewicht: ca. 0,20/0,26 g/cm <sup>3</sup> Verformung: ca. 120° - 170°C <b>Anwendung:</b> Basis für effizient gefertigte sportliche und moderne Einlagen, z. B. eine langsohlige Sporteinlage	10503706	terra/ schwarz	terra/ black	14,0 880 x 560
nora® Lunatec Combi 6	EVA light cell, directly vulcanized connection of <b>Lunasoft SLW</b> and <b>Lunasoft AL</b> , save time and costs, ground both sides, hardness: approx. 30/52° Shore A, weight: approx. 0.20/0.26 g/cm <sup>3</sup> thermoforming at: approx. 120° - 170°C <b>application:</b> basic material for sporting and modern insoles, e.g. long sole sport insoles				





## Kombimaterialien und Verbundplatten / Combination plates

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
	<p><b>nora® Lunatec Combi 7</b> Leichtzell-EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus <b>Lunasoft SLW</b> und <b>Lunasoft SL</b>, dadurch erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, beidseitig geschliffen, Härte: ca. 30/40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20/0,20 g/cm<sup>3</sup> Verformung: ca. 120° - 170°C</p> <p><b>Anwendung:</b> ideale Grundlage, eine Einlage effizient und in wenigen Arbeitsschritten oder einen Weichwandinnentrichter in einem Arbeitsschritt zu fertigen, Basis für orthopädische Fußbettung</p>	10503707	hautfarben/ stein	7,0	1.180 x 840
	<p><b>nora® Lunatec Combi 7</b> EVA light cell, directly vulcanized connection of <b>Lunasoft SLW</b> and <b>Lunasoft SL</b>, save time and costs, ground both sides, hardness: approx. 30/40° Shore A, weight: approx. 0.20/0.20 g/cm<sup>3</sup> thermoforming at: approx. 120° - 170°C</p> <p><b>application:</b> ideal basis for producing insoles in little work steps and soft inner sockets in one work step, basic material for orthopaetic footbeds</p>				
	<p><b>nora® Lunatec Combi 8</b> Leichtzell-EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus <b>Lunatec EP</b> und <b>Lunatec SE</b>, dadurch erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, beidseitig geschliffen, Härte: ca. 22/45° Shore A, Gewicht: ca. 0,20/0,28 g/cm<sup>3</sup> Verformung: ca. 120° - 170°C</p> <p><b>Anwendung:</b> Basis für effizient gefertigte sportliche und moderne Einlagen oder Fußbettungen mit hoher Rückstellkraft, z.B. dünne langsohlige Sporeinlagen</p>	10503708	rot/schwarz	12,0	880 x 560
	<p><b>nora® Lunatec Combi 8</b> EVA light cell, directly vulcanized connection of <b>Lunatec EP</b> and <b>Lunatec SE</b>, save time and costs, ground both sides, hardness: approx. 22/45° Shore A, weight: approx. 0.20/0.28 g/cm<sup>3</sup> thermoforming at: approx. 120° - 170°C</p> <p><b>application:</b> basic material for sporting and modern insoles or footbeds with high returning force, e.g. thin long sole insoles</p>				
	<p><b>nora® Lunatec Combi T1</b> Leichtzell-EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus <b>Lunasoft SLW</b>, <b>Lunasoft Z</b> und <b>Lunasoft AL</b>, dadurch erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, beidseitig geschliffen, Härte: ca. 30/25/52° Shore A, Gewicht: ca. 0,20/0,17/0,26 g/cm<sup>3</sup> Verformung: ca. 120° - 170°C</p> <p><b>Anwendung:</b> vor allem für die Versorgung von Rheumatikern und Krankheitsbildern mit besonders empfindlichen Füßen hervorragend geeignet</p>	10503720	anthrazit/ mittelgrau/ weiss	15,0	880 x 590
	<p><b>nora® Lunatec Combi T1</b> EVA light cell, directly vulcanized connection of <b>Lunasoft SLW</b>, <b>Lunasoft Z</b> and <b>Lunasoft AL</b>, save time and costs, ground both sides, hardness: approx. 30/25/52° Shore A, weight: approx. 0.20/0.17/0.26 g/cm<sup>3</sup> thermoforming at: approx. 120° - 170°C</p> <p><b>application:</b> most suitable for the treatment of rheumatic patients and disease symptoms with sensitive feet</p>				

## Kombimaterialien und Verbundplatten / Combination plates


Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness	Abmessung Size
				ca. mm / approx.	mm

<b>nora® Lunatec Combi Motion 1</b>	Leichtzell-EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus <b>Lunatec motion</b> und <b>Lunasoft SL</b> , dadurch erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, sehr gute Bettungs- und Dämpfungseigenschaften in der horizontalen Belastungsrichtung, beidseitig geschliffen, Härte: ca. 10/40° Shore A, Gewicht: ca. 0,13/0,20 g/cm <sup>3</sup> Verformung: ca. 120° - 170°C <b>Anwendung:</b> Weichbettung von Füßen mit schmerzenden Regionen, Abfangen der Scherkräfte bei der Auftrittsbewegung, Entlastung des Bewegungsapparates	10503990	weiss/blau white/blue	16,0	1.200 x 960
-------------------------------------	--	----------	--------------------------	------	-------------



<b>nora® Lunatec Combi Motion 1</b>	EVA light cell, directly vulcanized connection of <b>Lunatec motion</b> and <b>Lunasoft SL</b> , save time and costs, excellent bedding and damping properties in the horizontal load plane, ground both sides, hardness: approx. 10/40 Shore A, weight: approx. 0.13/0.20 g/cm <sup>3</sup> thermoforming at: approx. 120° - 170°C <b>application:</b> Especially as a bedding for people with foot pain and as an absorption of shearing forces caused by walking. A large part of the load of the musculoskeletal system is being removed, and therefore the pain				
-------------------------------------	--	--	--	--	--

<b>ELF 18 Kombi „Medical“</b>	Leichtzell-EVA/ PU-Schaumstoff Kombination „medical“, vereinigt alle Eigenschaften von Elf 18 und P2 blue, thermoplastisch verformbar durch ELF 18, dadurch enorme Kostenersparnis, beidseitig glatt, Verformung: ca. 110° - 130°C <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau speziell in der Diabetiker-versorgung	10311008	hautfarben/ blau	skin coloured/ blue	6,0	1.120 x 720
-------------------------------	--	----------	---------------------	------------------------	-----	-------------



<b>ELF 18 Kombi „Medical“</b>	EVA light cell/PU foam combination „medical“, combines all of the features of Elf 18 and P2, thermoplastically malleable thanks to ELF 18 properties, save time and costs, smooth on both sides thermoforming at: approx. 110° - 130°C <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment					
-------------------------------	---	--	--	--	--	--







<b>ELF 18 Kombi X2</b>	Leichtzell-EVA/ PU-Schaumstoff Kombination, vereinigt alle Eigenschaften von Elf 18 und X2, thermoplastisch verformbar durch ELF 18, dadurch enorme Kostenersparnis, beidseitig glatt Verformung: ca. 110° - 130°C <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau in der Diabetiker- und Rheumatikerversorgung, Geriatrie, sämtliche Polsterungen, partielle u. punktuelle Weichbettung des Fußes (z.B. Fersensporn usw.)	10311016	hautfarben/ maroon	skin coloured/ maroon	6,0	1.100 x 700
------------------------	--	----------	-----------------------	--------------------------	-----	-------------



<b>ELF 18 Kombi X2</b>	EVA light cell/PU foam combination, combines all of the features of Elf 18 and X2, thermoplastically malleable thanks to ELF 18 properties, save time and costs, smooth on both sides thermoforming at: approx. 110° - 130°C <b>application:</b> for use as insert/bedding material in the treatment of diabetes/ rheumatism, for geriatric medicine, all types of cushioning, soft cushioning for parts of the foot/individual foot areas (e.g heel spur, cornification or pressure callus formation etc.)					
------------------------	---	--	--	--	--	--



## Kombimaterialien und Verbundplatten / Combination plates

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm
	<p>PU-Schaumstoff Kombination, sehr gute Polster- und Bettungseigenschaften, hautfreundlich, vereint alle Eigenschaften von <b>P2</b> und <b>ARU®foam</b>, dadurch enorme Kosteneinsparung  <b>Anwendung:</b>                      Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker-versorgung</p>	31106330	rot/blau	red/blue	3,0 1.370 x 1.000
		31106340	rot/blau	red/blue	4,0 1.370 x 1.000
		31106331	rot/blau	red/blue	3,0 20 m x 11 cm
	<p>PU foam combination, diatetic cushion material based on PU foam, combines all of the features of <b>P2</b> and <b>ARU®foam</b>, save time and costs  <b>application:</b>                      footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment</p>				
	<p>PU-Polyethytl Kombination, vereint alle Eigenschaften von <b>P2</b> und <b>Plastazote</b>, dadurch enorme Kosteneinsparung  <b>Anwendung:</b>                      Einlagen- und Bettungsbau</p>	31105360	blau/ hautfarben	blue/ skin coloured	6,0 1.490 x 1.000
	<p>PU-Polyethylene combination, combines all of the features of <b>P2</b> and <b>Plastazote</b>, save time and costs  <b>application:</b>                      footbeds, foot orthotics</p>				
	<p>PU-Schaumstoff Kombination aus Poron und Gel, High-Tech Polstermaterial, vereint die Eigenschaften von <b>Poron</b> und <b>Gel</b>, dadurch enorme Kostenersparnis, rationelle Plattenformate</p>	B1005711	blau	blue	3,0 450 x 400
	<p>PU foam combination of Poron and Gel, high tec padding material, combines the features of Poron and Gel, save time and costs</p>				



## Polster- und Aufbauplatten / Padding and build-up materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size	
<b>ARU®soft 30</b> Sehr Leicht Weich	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, flexibel, elastisch, sehr gute Auftrittsämpfung, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 30° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 g/cm <sup>3</sup> <b>Anwendung:</b> Bettungs-, Einlagen- und Bodenbau	10346202	hautfarben	skin	2,0	535 x 930
		10346203	hautfarben	skin	3,0	535 x 930
		10346204	hautfarben	skin	4,0	535 x 930
		10346206	hautfarben	skin	6,0	535 x 930
		10346208	hautfarben	skin	8,0	535 x 930
		10346210	hautfarben	skin	10,0	535 x 930
		10346212	hautfarben	skin	12,0	535 x 930
		10346220	hautfarben	skin	20,0	535 x 930
		10346304	weiss	white	4,0	1.100 x 650
		10346306	weiss	white	6,0	1.100 x 650
		10346308	weiss	white	8,0	1.100 x 650
		<b>ARU®soft 30</b> Very Light Soft	EVA light zell, ground both sides, flexible, elastic, very good tread damping, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 30° Shore A, weight: approx. 0.20 g/cm <sup>3</sup> <b>application:</b> footbed, foot orthotics and base construction	10346310	weiss	white
10346312	weiss			white	12,0	1.100 x 650
10346314	weiss			white	14,0	1.100 x 650
10346320	weiss			white	20,0	1.100 x 650
10346330	weiss			white	30,0	1.100 x 650
10346406	schlamm			mud	6,0	535 x 930
10346410	schlamm			mud	10,0	535 x 930
10346420	schlamm			mud	20,0	535 x 930
10346504	mittelbraun			med. brown	4,0	535 x 930
10346506	mittelbraun			med. brown	6,0	535 x 930
10346508	mittelbraun			med. brown	8,0	535 x 930
10346510	mittelbraun			med. brown	10,0	535 x 930
10346520	mittelbraun			med. brown	20,0	535 x 930
10346530	mittelbraun			med. brown	30,0	1.100 x 650
10346602	schw.braun			black brown	2,0	535 x 930
10346604	schw.braun			black brown	4,0	535 x 930
10346606	schw.braun			black brown	6,0	535 x 930
10346608	schw.braun			black brown	8,0	1.100 x 600
10346610	schw.braun			black brown	10,0	1.100 x 600
10346620	schw.braun			black brown	20,0	1.100 x 650
10346630	schw.braun			black brown	30,0	1.100 x 650
10346702	schwarz			black	2,0	1.100 x 650
10346704	schwarz			black	4,0	1.100 x 650
10346706	schwarz			black	6,0	1.100 x 650
10346708	schwarz			black	8,0	1.100 x 650
10346710	schwarz			black	10,0	1.100 x 650
10346712	schwarz			black	12,0	1.100 x 650
10346714	schwarz			black	14,0	1.100 x 650
10346716	schwarz			black	16,0	1.100 x 650
10346720	schwarz			black	20,0	1.100 x 650
10346730	schwarz			black	30,0	1.100 x 650
10346902	steingrau			stone grey	2,0	1.100 x 650
10346904	steingrau			stone grey	4,0	1.100 x 650
10346906	steingrau			stone grey	6,0	1.100 x 650
10346908	steingrau			stone grey	8,0	1.100 x 650
10346910	steingrau			stone grey	10,0	1.100 x 650
10346920	steingrau	stone grey	20,0	1.100 x 650		
10346930	steingrau	stone grey	30,0	1.100 x 650		
10347102	d.-blau	dark blue	2,0	535 x 930		
10347106	d.-blau	dark blue	6,0	535 x 930		
10347108	d.-blau	dark blue	8,0	535 x 930		
10347110	d.-blau	dark blue	10,0	535 x 930		
10347120	d.-blau	dark blue	20,0	535 x 930		
10347506	graubeige	grey beige	6,0	1.100 x 650		
10347508	graubeige	grey beige	8,0	1.100 x 650		
10347510	graubeige	grey beige	10,0	1.100 x 650		
10347520	graubeige	grey beige	20,0	1.100 x 650		
10347530	graubeige	grey beige	30,0	1.100 x 650		
10347606	blassbraun	pale brown	6,0	535 x 930		
10347608	blassbraun	pale brown	8,0	535 x 930		
10347610	blassbraun	pale brown	10,0	535 x 930		
10347620	blassbraun	pale brown	20,0	535 x 930		
10347704	quarz	quartz	4,0	1.100 x 650		
10347706	quarz	quartz	6,0	535 x 930		
10347708	quarz	quartz	8,0	535 x 930		
10347710	quarz	quartz	10,0	1.100 x 650		
10347720	quarz	quartz	20,0	1.100 x 650		
10347730	quarz	quartz	30,0	1.100 x 650		

Plattenware / sheet goods



## Polster- und Aufbauplatten / Padding and build-up materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size	
<b>ARU®soft 40</b> Sehr Leicht	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, flexibel, elastisch, hoher Gehkomfort, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 g/cm <sup>3</sup> <b>Anwendung:</b> Bettungs-, Einlagen- und Bodenbau	10348202	hautfarben	skin coloured	2,0	1.040 x 610
		10348203	hautfarben	skin coloured	3,0	1.040 x 610
<b>ARU®soft 40</b> Very Light	EVA light zell, ground both sides, flexible, elastic, very good tread damping, high walking comfort, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 40° Shore A, weight: approx. 0.20 g/cm <sup>3</sup> <b>application:</b> footbed, foot orthotics and base construction	10348204	hautfarben	skin coloured	4,0	1.040 x 610
		10348206	hautfarben	skin coloured	6,0	1.040 x 610
		10348208	hautfarben	skin coloured	8,0	1.040 x 610
		10348210	hautfarben	skin coloured	10,0	1.040 x 610
		10348212	hautfarben	skin coloured	12,0	1.040 x 610
		10348214	hautfarben	skin coloured	14,0	1.040 x 610
		10348220	hautfarben	skin coloured	20,0	1.040 x 610
		10348230	hautfarben	skin coloured	30,0	1.040 x 610
		10348301	weiss	white	1,5	1.040 x 610
		10348302	weiss	white	2,0	1.040 x 610
		10348303	weiss	white	3,0	1.040 x 610
		10348304	weiss	white	4,0	1.040 x 610
		10348305	weiss	white	5,0	1.040 x 610
		10348306	weiss	white	6,0	1.040 x 610
		10348308	weiss	white	8,0	1.040 x 610
		10348310	weiss	white	10,0	1.040 x 610
		10348312	weiss	white	12,0	1.040 x 610
		10348314	weiss	white	14,0	1.040 x 610
		10348320	weiss	white	20,0	1.040 x 610
		10348330	weiss	white	30,0	1.040 x 610
		10348604	schw.-braun	black brown	4,0	1.040 x 610
		10348606	schw.-braun	black brown	6,0	1.040 x 610
		10348608	schw.-braun	black brown	8,0	1.040 x 610
		10348610	schw.-braun	black brown	10,0	1.040 x 610
		10348612	schw.-braun	black brown	12,0	1.040 x 610
		10348614	schw.-braun	black brown	14,0	1.040 x 610
		10348620	schw.-braun	black brown	20,0	1.040 x 610
		10348630	schw.-braun	black brown	30,0	1.040 x 610
		10348702	schwarz	black	2,0	1.040 x 610
		10348703	schwarz	black	3,0	1.040 x 610
		10348704	schwarz	black	4,0	1.040 x 610
		10348706	schwarz	black	6,0	1.040 x 610
		10348708	schwarz	black	8,0	1.040 x 610
		10348710	schwarz	black	10,0	1.040 x 610
		10348712	schwarz	black	12,0	1.040 x 610
		10348714	schwarz	black	14,0	1.040 x 610
		10348720	schwarz	black	20,0	1.040 x 610
		10348730	schwarz	black	30,0	1.040 x 610
		10348906	steingrau	stone grey	6,0	535 x 900
		10348908	steingrau	stone grey	8,0	1.040 x 610
		10348910	steingrau	stone grey	10,0	1.040 x 610
		10348912	steingrau	stone grey	12,0	1.040 x 610
		10348920	steingrau	stone grey	20,0	1.040 x 610
		10348924	steingrau	stone grey	24,0	1.040 x 610
		10348930	steingrau	stone grey	30,0	1.040 x 610
		10349102	d.-blau	dark blue	2,0	535 x 900
		10349103	d.-blau	dark blue	3,0	535 x 900
		10349104	d.-blau	dark blue	4,0	535 x 900
		10349106	d.-blau	dark blue	6,0	535 x 900
		10349108	d.-blau	dark blue	8,0	535 x 900
		10349110	d.-blau	dark blue	10,0	535 x 900
		10349120	d.-blau	dark blue	20,0	535 x 900
		10349130	d.-blau	dark blue	30,0	535 x 900
		10349502	graubeige	grey beige	2,0	535 x 900
		10349504	graubeige	grey beige	4,0	535 x 900
		10349506	graubeige	grey beige	6,0	535 x 900
		10349508	graubeige	grey beige	8,0	535 x 900
		10349510	graubeige	grey beige	10,0	535 x 900
		10349512	graubeige	grey beige	12,0	535 x 900
		10349520	graubeige	grey beige	20,0	535 x 900
		10349530	graubeige	grey beige	30,0	535 x 900
		10349606	blässbraun	pale brown	6,0	535 x 900
		10349608	blässbraun	pale brown	8,0	535 x 900
		10349610	blässbraun	pale brown	10,0	535 x 900
		10349612	blässbraun	pale brown	12,0	535 x 900
		10349620	blässbraun	pale brown	20,0	535 x 900
		10349630	blässbraun	pale brown	30,0	535 x 900
		10349704	quarz	quartz	4,0	535 x 900
		10349706	quarz	quartz	6,0	535 x 900
		10349708	quarz	quartz	8,0	535 x 900
		10349710	quarz	quartz	10,0	535 x 900
		10349712	quarz	quartz	12,0	535 x 900
		10349714	quarz	quartz	14,0	535 x 900
		10349720	quarz	quartz	20,0	535 x 900
		10349730	quarz	quartz	30,0	535 x 900
		10349202	royalblau	royal blue	2,0	1.070 x 900
		10349802	rot	red	2,0	1.070 x 900
		10349902	grün	green	2,0	1.070 x 900

Plattenware / sheet goods



## Polster- und Aufbauplatten / Padding and build-up materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	
<b>ARU®soft 30</b> „AST“ Sehr Leicht Weich	Qualitativ sehr hochwertige Polster- und Aufbauplatte, Leichtzell EVA, <b>ANTISTAUB</b> (schleifstaubarm), beidseitig geschliffen, formstabil, gut verkleb- und schleifbar, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 30° Shore A	00552304	weiß	white	4,0	615 x 1.040
		00552306	weiß	white	6,0	615 x 1.040
		00552308	weiß	white	8,0	615 x 1.040
		00552310	weiß	white	10,0	615 x 1.040
		00552311	weiß	white	10,0	1.230 x 1.040
		00552320	weiß	white	20,0	615 x 1.040
		00552330	weiß	white	30,0	615 x 1.040
		00552331	weiß	white	30,0	1.230 x 1.040
<b>ARU®soft 30</b> „AST“ Very Light Soft	Padding and built-up plate, EVA light zell, <b>ANTI DUST</b> (slide abrasive dust), ground both sides, retains shape, easily glued and ground, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 30° Shore A	00552704	schwarz	black	4,0	615 x 1.040
		00552706	schwarz	black	6,0	615 x 1.040
		00552708	schwarz	black	8,0	615 x 1.040
		00552710	schwarz	black	10,0	615 x 1.040
		00552720	schwarz	black	20,0	615 x 1.040
		00552730	schwarz	black	30,0	615 x 1.040



<b>ARU®soft 40</b> „AST“ Sehr Leicht	qualitativ sehr hochwertige Polster- und Aufbauplatte, Leichtzell EVA, <b>ANTISTAUB</b> (schleifstaubarm), beidseitig geschliffen, formstabil, gut verkleb- und schleifbar, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 40° Shore A	00562304	weiß	white	4,0	580 x 960
		00562306	weiß	white	6,0	580 x 960
		00562308	weiß	white	8,0	580 x 960
		00562310	weiß	white	10,0	580 x 960
		00562320	weiß	white	20,0	580 x 960
		00562324	weiß	white	24,0	580 x 960
		00562330	weiß	white	30,0	580 x 960
		<b>ARU®soft 40</b> „AST“ Very Light	Padding and built-up plate, EVA light zell, <b>ANTI DUST</b> (slide abrasive dust), ground both sides, retains shape, easily glued and ground, hermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 40° Shore A	00562704	schwarz	black
00562706	schwarz			black	6,0	580 x 960
00562708	schwarz			black	8,0	580 x 960
00562710	schwarz			black	10,0	580 x 960
00562714	schwarz			black	14,0	580 x 960
00562720	schwarz			black	20,0	580 x 960
00562724	schwarz			black	24,0	580 x 960
00562730	schwarz	black	30,0	580 x 960		



## Polster- und Aufbauplatten / Padding and build-up materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	
<b>ARU®soft 30 siXty green</b>  <b>SehrLeicht- Weich</b>	Sehr hochwertige Polster- und Aufbauplatte aus 60% recyceltem Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, flexibel, elastisch, sehr gute Auftrittsämpfung, Verformung: ca. 110° - 130°C, Härte: ca. 30° Shore A	00812702	schwarz	black	2,0	960 x 580
		00812704	schwarz	black	4,0	960 x 580
		00812706	schwarz	black	6,0	960 x 580
		00812708	schwarz	black	8,0	960 x 580
		00812710	schwarz	black	10,0	960 x 580
		00812712	schwarz	black	12,0	960 x 580
		00812714	schwarz	black	14,0	960 x 580
		00812716	schwarz	black	16,0	960 x 580
		00812720	schwarz	black	20,0	960 x 580
		00812724	schwarz	black	24,0	960 x 580
<b>ARU®soft 30 siXty green</b>	High quality padding and build up material made of 60% recycled EVA light cell, two-sided grinded, flexible, elastic, very good heel	00812730	schwarz	black	30,0	960 x 580
		00812740	schwarz	black	40,0	960 x 580
		00812741	schwarz	black	40,0	1.750 x 960
<b>VeryLight-Soft</b>	damping, thermoforming at: approx. 110° - 130°C, hardness: approx. 30° Shore A					



<b>ARU®soft 40 siXty green</b>  <b>SehrLeicht- Weich</b>	Sehr hochwertige Polster- und Aufbauplatte aus 60% recyceltem Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, flexibel, elastisch, sehr gute Auftrittsämpfung, Verformung: ca. 110° - 130°C, Härte: ca. 40° Shore A	00822702	schwarz	black	2,0	950 x 580
		00822704	schwarz	black	4,0	950 x 580
		00822706	schwarz	black	6,0	950 x 580
		00822708	schwarz	black	8,0	950 x 580
		00822710	schwarz	black	10,0	950 x 580
		00822712	schwarz	black	12,0	950 x 580
		00822714	schwarz	black	14,0	950 x 580
		00822720	schwarz	black	20,0	950 x 580
		00822730	schwarz	black	30,0	950 x 580
		00822740	schwarz	black	40,0	950 x 580
<b>ARU®soft 40 siXty green</b>	High quality padding and build up material made of 60% recycled EVA light cell, two-sided grinded, flexible, elastic, very good heel	00822741	schwarz	black	40,0	1.740 x 950
<b>VeryLight-Soft</b>	damping, thermoforming at: approx. 110° - 130°C, hardness: approx. 40° Shore A					

**FÜR UNS ALLE IM SINNE VON  
NACHHALTIGEM UMWELTSCHUTZ!**

**ARU® soft siXty green**  
aus 60% recyceltem EVA

- weniger CO<sub>2</sub>-Ausstoß im Vergleich zu herkömmlich produziertem EVA
- Schonung von Ressourcen (Rohstoffe)
- Minimierung der Müllberge
- Senkung der Schadstoffemissionen bei den Müllverbrennungsanlagen
- nachhaltiger Umweltschutz



## Polster- und Aufbauplatten / Padding and build-up materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size			
<b>nora® Lunasoft SLW</b>	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, leicht, formstabil, flexibel, elastisch, abwaschbar und hygienisch durch geschlossene Zellstruktur, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 30° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 g/cm³ <b>Anwendung:</b> Bettungs-, Einlagen- und Bodenbau	10265202	hautfarben	skin coloured	2,0	890 x 640		
		10265203	hautfarben	skin coloured	3,0	1.150 x 750		
		10265204	hautfarben	skin coloured	4,0	1.150 x 750		
		10265206	hautfarben	skin coloured	6,0	1.150 x 750		
		10265208	hautfarben	skin coloured	8,0	1.150 x 750		
		10265210	hautfarben	skin coloured	10,0	1.150 x 750		
		10265212	hautfarben	skin coloured	12,0	1.150 x 750		
		10265303	weiss	white	3,0	900 x 650		
		10265304	weiss	white	4,0	1.150 x 750		
		10265306	weiss	white	6,0	1.150 x 750		
		10265308	weiss	white	8,0	1.150 x 750		
		10265310	weiss	white	10,0	1.150 x 750		
		10265312	weiss	white	12,0	1.150 x 750		
		10265320	weiss	white	20,0	1.150 x 750		
		<b>nora® Lunasoft SLW</b>	EVA light cell, ground both sides, flexible, elastic, washable and hygienic condition because of closed cellular structure, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 30° Shore A, weight: approx. 0.20 g/cm³ <b>application:</b> footbed, foot orthotics and base construction	10265408	mittelbraun	med. brown	8,0	890 x 640
				10265410	mittelbraun	med. brown	10,0	890 x 640
10265510	schw.-braun			black brown	10,0	890 x 640		
10265512	schw.-braun			black brown	12,0	890 x 640		
10265520	schw.-braun			black brown	20,0	890 x 640		
10265602	schwarz			black	2,0	1.150 x 750		
10265604	schwarz			black	4,0	1.150 x 750		
10265606	schwarz			black	6,0	1.150 x 750		
10265608	schwarz			black	8,0	1.150 x 750		
10265610	schwarz			black	10,0	1.150 x 750		
10265612	schwarz			black	12,0	1.150 x 750		
10265620	schwarz			black	20,0	1.150 x 750		
10265910	steingrau			stone grey	10,0	1.150 x 750		
10266510	graubeige			grey beige	10,0	1.150 x 750		
10266706	stein			stone	6,0	1.150 x 750		
10266708	stein			stone	8,0	1.150 x 750		
10266710	stein	stone	10,0	890 x 640				
10266712	stein	stone	12,0	1.150 x 750				
10266720	stein	stone	20,0	890 x 640				
10265803	rot	red	3,0	1.280 x 890				
10265804	rot	red	4,0	1.280 x 890				
10265806	rot	red	6,0	1.150 x 750				
10266206	dunkelblau	dark blue	6,0	890 x 640				
10265710	dunkelblau	dark blue	10,0	890 x 640				

Plattenware / sheet goods



## Polster- und Aufbauplatten / Padding and build-up materials





Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	
<b>nora® Lunasoft SL</b>	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, leicht, formstabil, elastisch, gutes Rückstellvermögen, hoher Gehkomfort, abwaschbar und hygienisch durch geschlossene Zellstruktur, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 g/cm <sup>3</sup> <b>Anwendung:</b> Bettungs-, Einlagen- und Bodenbau	10267004	limette	lime	4,0	1.280 x 890
		10268982	blau	blue	2,0	1.280 x 890
		10269002	hautfarben	skin coloured	2,0	890 x 640
		10269003	hautfarben	skin coloured	3,0	1.140 x 740
		10269004	hautfarben	skin coloured	4,0	1.140 x 740
		10269005	hautfarben	skin coloured	5,0	890 x 640
		10269006	hautfarben	skin coloured	6,0	1.140 x 740
		10269008	hautfarben	skin coloured	8,0	890 x 640
		10269010	hautfarben	skin coloured	10,0	1.140 x 740
		10269106	schw.-braun	black brown	6,0	1.140 x 740
		10269108	schw.-braun	black brown	8,0	890 x 640
		10269110	schw.-braun	black brown	10,0	890 x 640
10269114	schw.-braun	black brown	14,0	1.140 x 740		
10269120	schw.-braun	black brown	20,0	1.140 x 740		
10269124	schw.-braun	black brown	24,0	1.140 x 740		
10269204	schwarz	black	4,0	1.140 x 740		
10269206	schwarz	black	6,0	1.140 x 740		
10269208	schwarz	black	8,0	1.140 x 740		
10269210	schwarz	black	10,0	1.140 x 740		
10269212	schwarz	black	12,0	1.140 x 740		
10269214	schwarz	black	14,0	1.140 x 740		
10269220	schwarz	black	20,0	1.140 x 740		
10269224	schwarz	black	24,0	1.140 x 740		
10269304	weiss	white	4,0	890 x 640		
10269306	weiss	white	6,0	1.140 x 740		
10269308	weiss	white	8,0	1.140 x 740		
10269310	weiss	white	10,0	1.140 x 740		
10269312	weiss	white	12,0	1.140 x 740		
10269314	weiss	white	14,0	890 x 640		
10269320	weiss	white	20,0	1.140 x 740		
10269406	mittelbraun	med. brown	6,0	890 x 640		
10269408	mittelbraun	med. brown	8,0	890 x 640		
10269410	mittelbraun	med. brown	10,0	890 x 640		
10269420	mittelbraun	med. brown	20,0	890 x 640		
10269642	royalblau	royal blue	2,0	1.280 x 890		
10269643	royalblau	royal blue	3,0	1.140 x 740		
10269644	royalblau	royal blue	4,0	1.280 x 890		
10269646	royalblau	royal blue	6,0	1.140 x 740		
10269710	rot	red	10,0	1.280 x 890		
10269906	steingrau	stone grey	6,0	1.140 x 740		
10269910	steingrau	stone grey	10,0	1.140 x 740		
10269920	steingrau	stone grey	20,0	1.140 x 740		
10270504	graubeige	grey beige	4,0	1.140 x 740		
10270506	graubeige	grey beige	6,0	890 x 640		
10270508	graubeige	grey beige	8,0	1.140 x 740		
10270510	graubeige	grey beige	10,0	1.140 x 740		
10270520	graubeige	grey beige	20,0	1.140 x 740		
10270606	blassbraun	pale brown	6,0	890 x 640		
10270608	blassbraun	pale brown	8,0	1.140 x 740		
10270610	blassbraun	pale brown	10,0	1.140 x 740		
10270706	stein	stone	6,0	1.140 x 740		
10270708	stein	stone	8,0	890 x 640		
10270710	stein	stone	10,0	1.140 x 740		

Plattenware / sheet goods




## Polster- und Aufbauplatten / Padding and build-up materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness	Abmessung Size		
				ca. mm / approx.	mm		
nora® Lunatec SE	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, sehr stabil und elastisch, leicht, hohes Rückstell- vermögen, abwaschbar und hygienisch durch geschlossene Zellstruktur, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 45° Shore A, Gewicht: ca. 0,28 g/cm³ <b>Anwendung:</b> Aufbaumaterial für Sport- und Straßenschuhe sowie für orthopädische Versorgungen	Plattenware / sheet goods	10503736	terra	terra	6,0	920 x 590
			10503740	terra	terra	10,0	920 x 590
			10503746	weiss	white	6,0	920 x 590
			10503751	weiss	white	14,0	920 x 590
nora® Lunatec SE	EVA light cell, ground both sides, very stable, elastic, light weight, very high resilience, washable and hygienic condition because of closed cellular structure, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 45° Shore A, weight: approx. 0.28 g/cm³ <b>application:</b> build-up material for sporting shoes and outdoor shoes also for orthopedic treatments						
nora® Lunatec EP	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, geschlossen zellig, langlebig, abwaschbar, hygienisch, thermoplastisch verformbar, besonders hohe Rückstell- fähigkeit, Verformung: ca. 120° - 130°C, Härte: ca. 22° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 g/cm³ <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau	Plattenware / sheet goods	10503752	creme	creme	2,0	840 x 600
			10503753	creme	creme	3,0	840 x 600
			10503754	creme	creme	4,0	840 x 600
			10503755	creme	creme	5,0	840 x 600
			10503756	creme	creme	6,0	840 x 600
			10503758	creme	creme	8,0	840 x 600
nora® Lunatec EP	EVA light cell, ground both sides, high durable, very high resilience, washable, hygienic condition, closed cellular structure, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, hardness: approx. 22° Shore A, weight: approx. 0.20 g/cm³ <b>application:</b> footbed, foot orthotics						
nora® Lunatec Motion	Aufbau- und Polsterplatte, extrem weich, mit sehr guten Bettungs- und Dämpfungseigenschaften in der horizontalen Belastungsrichtung, Härte : ca. 10° Shore A, Gewicht : ca. 0,13 g/cm³ <b>Anwendung:</b> bei schmerzhaften Fuß- und Gelenkerkrankungen, z.B. Rheuma, zur Polsterung im Orthesenbau	Plattenware / sheet goods	10503982	seide	silk	2,0	870 x 655
			10503983	seide	silk	3,0	870 x 655
			10503984	seide	silk	4,0	870 x 655
			10503986	seide	silk	6,0	1.310 x 870
			10503988	seide	silk	8,0	870 x 655
			10504103	steingrau	stone grey	3,0	870 x 655
			10504104	steingrau	stone grey	4,0	1.100 x 700
			10504106	steingrau	stone grey	6,0	1.100 x 700
10504108	steingrau	stone grey	8,0	870 x 655			
nora® Lunatec Motion	Padding and build-up material, extremely soft, excellent bedding and damping properties in the horizontal load plane hardness: approx. 10° Shore A, weight: approx. 0.13 g/cm³ <b>application:</b> especially as a bedding for people with foot pain and as an absorption of shearing forces caused by walking.						





## Aufbau-, Polster- und Bezugsmaterial / Build-up, padding and cover materials




Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	
<b>ARU®soft 40 Color</b>	Bezugs-, Polster- und Aufbauplatte, Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, flexibel, elastisch, leicht, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 g/cm³ <b>Anwendung:</b> speziell für Sport- und Kinderversorgungen, Bettungen im Innenschuh  *=perforiert	10358202	weiss/blau/lila	white/blue/purple	2,0	1.045 x 930
		10358221*	weiss/blau/lila	white/blue/purple	2,0	1.045 x 930
		10358203	weiss/blau/lila	white/blue/purple	3,0	1.045 x 930
		10358206	weiss/blau/lila	white/blue/purple	6,0	1.045 x 930
		10358230	weiss/blau/lila	white/blue/purple	30,0	1.045 x 930
		10358302	gelb/grau/schwarz	yellow/grey/black	2,0	1.045 x 930
		10358321*	gelb/grau/schwarz	yellow/grey/black	2,0	1.045 x 930
		10358303	gelb/grau/schwarz	yellow/grey/black	3,0	1.045 x 930
		10358306	gelb/grau/schwarz	yellow/grey/black	6,0	1.045 x 930
		10358330	gelb/grau/schwarz	yellow/grey/black	30,0	1.045 x 930
		10358402	weiss/rot/lila	white/red/purple	2,0	1.045 x 930
		10358421*	weiss/rot/lila	white/red/purple	2,0	1.045 x 930
		10358404	weiss/rot/lila	white/red/purple	4,0	1.045 x 930
		10358430	weiss/rot/lila	white/red/purple	30,0	1.045 x 930
		10358502	blau/grün/schwarz	blue/green/black	2,0	1.045 x 930
10358521*	blau/grün/schwarz	blue/green/black	2,0	1.045 x 930		
10358503	blau/grün/schwarz	blue/green/black	3,0	1.045 x 930		
10358506	blau/grün/schwarz	blue/green/black	6,0	1.045 x 930		
10358530	blau/grün/schwarz	blue/green/black	30,0	1.045 x 930		
<b>ARU®soft 40 Colour</b>	Cover, padding and lift material, EVA light zell, ground both sides, flexible, elastic, light, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 40° Shore A, weight: approx. 0.20 g/cm³ <b>application:</b> specially for sport and children's shoes, footbeds in inner shoe  *=perforated	10349202	royalblau	royal blue	2,0	1.070 x 900
		10349802	rot	red	2,0	1.070 x 900
		10349902	grün	green	2,0	1.070 x 900



<b>ARU®soft 40 Bunt Sehr Leicht</b>	Bezugs- und Polsterplatte, Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, flexibel, elastisch, hoher Gehkomfort, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 g/cm³ <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, Sport- und Kinderversorgung, in allen Bereichen der OT und OST	10349202	royalblau	royal blue	2,0	1.070 x 900
		10349802	rot	red	2,0	1.070 x 900
		10349902	grün	green	2,0	1.070 x 900
<b>ARU®soft 40 Colour Very Light</b>	Padding and built-up plate, EVA light zell, ground both sides, flexible, elastic, high walking comfort, thermoforming at: approx. 120 - 170°C, hardness: approx. 40° Shore A, weight: approx. 0.20 g/cm³ <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, sport and children's shoes, in all parts of orthopaedics and orthopaedic shoemaking					

## Aufbau-, Polster- und Bezugsmaterial / Build-up, padding and cover materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size	
<b>ARU<sup>®</sup>soft 40 Bunt antistat Sehr Leicht</b>	Bezugs- und Polsterplatte, Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, schleifstaubarm (antistat) ausgerüstet, sehr hohe Rückstellkraft, hervorragende Polstereigenschaften, sehr hochwertiges EVA, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 35° - 40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 g/cm <sup>3</sup> <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, Sport- und Kinderversorgung, in allen Bereichen der OT und OST	10337002	gelb	yellow	2,0	1.050 x 925
		10337003	gelb	yellow	3,0	1.050 x 925
		10337004	gelb	yellow	4,0	1.050 x 925
		10337102	orange	orange	2,0	1.050 x 925
		10337103	orange	orange	3,0	1.050 x 925
		10337202	lima	lima	2,0	1.050 x 925
		10337203	lima	lima	3,0	1.050 x 925
		10337302	pink	pink	2,0	1.050 x 925
		10337303	pink	pink	3,0	1.050 x 925
		10337402	lila	purple	2,0	1.050 x 925
		10337403	lila	purple	3,0	1.050 x 925




**ARU<sup>®</sup>soft 40  
Colour  
antistat  
Very Light** Padding and cover plate, EVA light zell, ground both sides, slide abrasive dust (antistat) very high resilience, excellent cushion quality, high quality EVA, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 35° - 40° Shore A, weight: approx. 0.20 g/cm<sup>3</sup>  
**application:** footbeds, foot orthotics, sport and children's shoes, in all parts of orthopaedics and orthopaedic shoemaking

<b>ARU<sup>®</sup>soft Bicolor</b>	Bezugs-, Polster- und Aufbauplatte, Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, extrem leicht, abwaschbar, sehr gut tiefziehfähig, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 g/cm <sup>3</sup> <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, Sport- und Kinderversorgungen	10358132 *	blau/weiss	blue/white	2,0	1.150 x 920
		10358133 *	blau/weiss	blue/white	3,0	1.150 x 920
		10358137 *	blau/weiss	blue/white	6,0	1.150 x 920
		10503402	blau/weiss	blue/white	2,0	1.150 x 920
		10503403	blau/weiss	blue/white	3,0	1.150 x 920
		10503404	blau/weiss	blue/white	4,0	1.150 x 920
		10503405	blau/weiss	blue/white	5,0	1.150 x 920
		10503406	blau/weiss	blue/white	6,0	1.150 x 920
		10503408	blau/weiss	blue/white	8,0	1.150 x 920
		10503410	blau/weiss	blue/white	10,0	1.150 x 920
		10503412	blau/weiss	blue/white	12,0	1.150 x 920
<b>ARU<sup>®</sup>soft Bicolour</b>	Cover, padding and lift material, EVA light zell, ground both sides, extremely light, washable, very easily vacuum-formed, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 40° Shore A, weight: approx. 0.20 g/cm <sup>3</sup> <b>application:</b> foot orthotics and footbed construction, sport and children's shoes	10503414	blau/weiss	blue/white	14,0	1.150 x 920
		10503415	blau/weiss	blue/white	15,0	1.150 x 920
		10503430	blau/weiss	blue/white	30,0	1.150 x 920



\*=perforiert  
\*=perforated

## Aufbau-, Polster- und Bezugsmaterial / Build-up, padding and cover materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	
<b>ARU®batik 35</b>	Bezugs- und Polsterplatte mit Batikeffekt, Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, geringes, spezifisches Gewicht, erhöhte Auftritts-dämpfung, dadurch erhöhter Gehkomfort, sehr schöne Optik, Verformung: ca. 90° - 140°C, Härte: ca. 35° - 40° Shore A <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell für Sport- und Kinderversorgungen  *=perforiert	10337952	schwarz/rot/gelb	black/red/yellow	2,0	1.100 x 950
		10337961	pink/weiss	pink/white	1,0	1.100 x 950
		10337962	pink/weiss	pink/white	2,0	1.100 x 950
		10337971	grün/schwarz	green/black	1,0	1.100 x 950
		10337972	grün/schwarz	green/black	2,0	1.100 x 950
		10337973	grün/schwarz	green/black	3,0	1.100 x 950
		10337975	grün/schwarz	green/black	5,0	1.100 x 950
		10337980	grün/schwarz	green/black	10,0	1.100 x 950
		10337981	lila/schwarz	purple/black	1,0	1.100 x 950
		10337991	schwarz/rot	black/red	1,0	1.100 x 950
		10337992	schwarz/rot	black/red	2,0	1.100 x 950
		10337993	schwarz/rot	black/red	3,0	1.100 x 950
		10338101	khaki/beige/schwarz	khaki/beige/black	1,0	1.000 x 950
		10338102	khaki/beige/schwarz	khaki/beige/black	2,0	1.000 x 950
		10338501	lila/grün/schwarz	purple/green/black	1,0	1.100 x 950
		10338502	lila/grün/schwarz	purple/green/black	2,0	1.100 x 950
		10339002	grün	green	2,0	1.150 x 900
		10339003	grün	green	3,0	1.150 x 900
		10339005	grün	green	5,0	1.150 x 900
		10339101	gelb/orange	yellow/orange	1,0	1.030 x 1.035
10339102	gelb/orange	yellow/orange	2,0	1.030 x 1.035		
10339103*	gelb/orange	yellow/orange	2,0	1.030 x 1.035		
10339100	gelb/orange	yellow/orange	3,0	1.030 x 1.035		
10339104	gelb/orange	yellow/orange	4,0	1.030 x 1.035		
10339105	gelb/orange	yellow/orange	5,0	1.030 x 1.035		
10339110	gelb/orange	yellow/orange	10,0	1.030 x 1.035		
10339201	blau	blue	1,0	1.030 x 1.035		
10339202	blau	blue	2,0	1.030 x 1.035		
10339203*	blau	blue	2,0	1.030 x 1.035		
10339200	blau	blue	3,0	1.030 x 1.035		
10339204	blau	blue	4,0	1.030 x 1.035		
10339205	blau	blue	5,0	1.030 x 1.035		
10339260	blau	blue	6,0	1.030 x 1.035		
10339208	blau	blue	8,0	1.030 x 1.035		
10339210	blau	blue	10,0	1.030 x 1.035		
10339401	schwarz	black	1,0	1.030 x 1.035		
10339402	schwarz	black	2,0	1.030 x 1.035		
10339403*	schwarz	black	2,0	1.030 x 1.035		
10339400	schwarz	black	3,0	1.030 x 1.035		
10339404	schwarz	black	4,0	1.030 x 1.035		
10339405	schwarz	black	5,0	1.030 x 1.035		
10339406	schwarz	black	6,0	1.030 x 1.035		
10339408	schwarz	black	8,0	1.030 x 1.035		
10339410	schwarz	black	10,0	1.030 x 1.035		
10339501	azur	azure	1,0	1.030 x 1.035		
10339502	azur	azure	2,0	1.030 x 1.035		
10339503*	azur	azure	2,0	1.030 x 1.035		
10339500	azur	azure	3,0	1.030 x 1.035		
10339504	azur	azure	4,0	1.030 x 1.035		
10339505	azur	azure	5,0	1.030 x 1.035		
10336506	azur	azure	6,0	1.030 x 1.035		
10339510	azur	azure	10,0	1.150 x 900		
10339601	beige	beige	1,0	1.030 x 1.035		
10339602	beige	beige	2,0	1.030 x 1.035		
10339603*	beige	beige	2,0	1.030 x 1.035		
10339600	beige	beige	3,0	1.030 x 1.035		
10339604	beige	beige	4,0	1.030 x 1.035		
10339605	beige	beige	5,0	1.030 x 1.035		
10339606	beige	beige	6,0	1.030 x 1.035		
10339610	beige	beige	10,0	1.030 x 1.035		
10339301	Kaffee/weiß	coffee/white	1,0	1.000 x 925		
10339302	Kaffee/weiß	coffee/white	2,0	1.000 x 925		

Plattenware / sheet goods

## Aufbau-, Polster- und Bezugsmaterial / Build-up, padding and cover materials


Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness	Abmessung Size
				ca. mm	/ approx. mm

<b>ARU®batik 35</b>	Bezugs- und Polster- EVA mit Batikeffekt, beidseitig geschliffen, geringes, spezifisches Gewicht, erhöhte Auftritts-dämpfung, dadurch erhöhter Gehkomfort, sehr schöne Optik, Verformung: ca. 90° - 140°C, Härte: ca. 35° - 40° Shore A <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau, speziell für Sport- und Kinderversorgungen	Rollenware / roll goods	10339801	gelb/orange	yellow/orange	2,0	12 cm x 12 lfm.
			10339802	blau	blue	2,0	12 cm x 12 lfm.
			10339804	schwarz	black	2,0	12 cm x 12 lfm.
			10339806	beige	beige	2,0	12 cm x 12 lfm.
			10339808	pink	pink	2,0	12 cm x 12 lfm.
			10339810	grün/schwarz	green/black	2,0	12 cm x 12 lfm.
			10339814	schwarz/rot	black/red	2,0	12 cm x 12 lfm.




<b>ARU®batik 35</b>	Cover and padding EVA with batik effect, ground both sides, low specific gravity, increased tread damping with increased walking comfort, very attractive, thermoforming at: approx. 90° - 140°C, hardness: approx. 35° - 40° Shore A <b>application:</b> footbeds, foot orthotics, specially for sport and children's shoes
---------------------	---

<b>nora® Lunasoft SL Bunt</b>	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, leicht, formstabil, flexibel, elastisch, gutes Rückstellvermögen, hoher Gehkomfort, abwaschbar und hygienisch durch geschlossene Zellstruktur, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 g/cm³ <b>Anwendung:</b> Bettungs-, Einlagen- und Bodenbau	Plattenware / sheet goods	10269502	weiss/schwarz	white/black	2,0	1.280 x 890
			10269512	citro/schwarz	citro/black	2,0	1.280 x 890
			10269532	lila/schwarz	purple/black	2,0	1.280 x 890



<b>nora® Lunasoft SL Colour</b>	EVA light cell, ground both sides, light weight, flexible, elastic, good resilience, high walking comfort, washable and hygienic condition because of closed cellular structure, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 40° Shore A, weight: approx. 0.20 g/cm³ <b>application:</b> footbed, foot orthotics and base construction
---------------------------------	---









<b>nora® Lunasoft SL Quattro</b>	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, leicht, formstabil, elastisch, gutes Rückstellvermögen, hoher Gehkomfort, abwaschbar und hygienisch durch geschlossene Zellstruktur, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 g/cm³ <b>Anwendung:</b> Bettungs-, Einlagen- und Bodenbau	Plattenware / sheet goods	10269592	vierfarbig	four-colour	2,0	1.280 x 890



<b>nora® Lunasoft SL Quattro</b>	EVA light cell, ground both sides, light weight, elastic, good resilience, high walking comfort, washable and hygienic condition because of closed cellular structure, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 40° Shore A, weight: approx. 0.20 g/cm³ <b>application:</b> footbed, foot orthotics and base construction
----------------------------------	---



## Aufbau-, Polster- und Bezugsmaterial / Build-up, padding and cover materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
 <p>nora® Lunasoft SL Trendline</p>	<p>Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, leicht, formstabil, elastisch, gutes Rückstellvermögen, hoher Gehkomfort, abwaschbar und hygienisch durch geschlossene Zellstruktur, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 g/cm<sup>3</sup> <b>Anwendung:</b> Bettungs-, Einlagen- und Bodenbau</p>	10269602	schwarz/rot black/red	2,0	1.280 x 890
		10269612	schwarz/rot/gelb black/red/yellow	2,0	1.280 x 890
 <p>nora® Lunasoft SL Trendline</p>	<p>EVA light cell, ground both sides, light weight, elastic, good resilience, high walking comfort, washable and hygienic condition because of closed cellular structure, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 40° Shore A, weight: approx. 0.20 g/cm<sup>3</sup> <b>application:</b> footbed, foot orthotics and base construction</p>				
 <p>nora® Lunasoft SL Cork</p>	<p>Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, leicht, formstabil, flexibel, elastisch, gutes Rückstellvermögen, hoher Gehkomfort, abwaschbar und hygienisch durch geschlossene Zellstruktur, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 g/cm<sup>3</sup> <b>Anwendung:</b> Bettungs-, Einlagen- und Bodenbau</p>	10269802	korkoptik cork optic	2,0	1.280 x 890
		10269801*	korkoptik cork optic	2,0	1.280 x 890
 <p>nora® Lunasoft SL Cork</p>	<p>EVA light cell, ground both sides, light weight, flexible, elastic, good resilience, high walking comfort, washable and hygienic condition because of closed cellular structure, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 40° Shore A, weight: approx. 0.20 g/cm<sup>3</sup> <b>application:</b> footbed, foot orthotics and base construction</p>				
 <p>ARU®fant Supersoft</p>	<p>Mikrokork, tiefziehfähig, sehr elastisch, leicht, superweich, Verformung: ca. 120°C, Härte: ca. 25° Shore A <b>Anwendung:</b> Einlagen- und Bettungsbau</p>	10500302	beige beige	2,0	1.150 x 1.150
		10500304	beige beige	4,0	1.150 x 1.150
		10500306	beige beige	6,0	1.150 x 1.150
		10500308	beige beige	8,0	1.150 x 1.150
		10500310	beige beige	10,0	1.150 x 1.150
		10500330	beige beige	30,0	1.150 x 1.150
 <p>ARU®fant Supersoft</p>	<p>Microcork, thermoformable, very elastic, light weight, super soft, thermoforming at: approx. 120°C, hardness: approx. 25° Shore A <b>application:</b> footbeds, foot orthotics</p>				



## Schockabsorber / shock absorber


Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--	--

nora® Orthosorb	Schockzellgummi, sehr hohe Polster- und Dämpfungseigenschaften, sehr hohe Elastizität, <b>Profil: 13 Riffel</b> , Härte: ca. 20° Shore A, Gewicht: ca. 1,10 g/cm³ <b>Anwendung:</b> zur Auftrittsdämpfung und Polsterung bei orthopädischen Schuhen	10275820	grün	green	2,0	780 x 535
		10275840	grün	green	4,0	780 x 535

Plattenware / sheet goods

nora®  
Orthosorb

Shock cell rubber,  
very good cushioning and  
damping properties,  
very high elasticity,  
**profil: 13 ripple**,  
hardness: approx. 20° Shore A,  
weight: approx. 1.10 g/cm³  
**application:**  
heel damping and cushioning  
for orthodaetic shoes




## Zubehör / Accessories

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.
	<p><b>ARU® Shoremessgerät</b></p> <p>Zum Messen der Härte von EVA und Gummi nach Shore A, ideal zur Nachprüfung und Kontrolle der Einlagen</p> <p><b>ARU® shore measuring instrument</b></p> <p>For measuring the hardness of EVA and rubber for Shore A, for testing and controlling of shoe insoles</p>	10980052
	<p><b>ARU® Dickenschnellmesser</b></p> <p>0,1 mm-genaues Messen von Platten- oder lfm. Material aller Art, Meßbereich 0 - 30 mm, Skalierung 0,1 mm</p> <p><b>ARU® shore measuring instrument</b></p> <p>For accurate measurement of 0.1 mm, to use for plates and yard goods of all kinds of materials, range of measurement: 0 - 30 mm scaling: 0.1 mm</p>	10980054
	<p><b>Infrarot Laserthermometer</b></p> <p>Sekundenschnelles und problemloses Messen von Temperaturen bei zu verformenden Materialien, z.B. EVA, Versteifungstoffe, Carbon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ergonomisch, praktisch und überall einsetzbar</li> <li>• sichere und punktgenaue Messung</li> <li>• mit integrierter Display-Beleuchtung</li> <li>• supereinfache Bedienung</li> <li>• einstellbarer Alarm bei zu hoher oder zu niedriger Temperatur zwischen -50°C und +650°C</li> <li>• Ergebnisanzeige mit einer Nachkommastelle</li> </ul> <p><b>infra-red laser thermometer</b></p> <p>Measurement in few seconds of temperatures for thermoforming materials, e.g. EVA, reinforcement materials, carbon etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ergonomically, useable everywhere</li> <li>• safe measurement</li> <li>• with integrated display light</li> <li>• easy to handle</li> <li>• adjustable alarm when temperature is too high or low between -50°C and +650°C</li> <li>• display with one digit behind the decimal point</li> </ul>	0000078

## Zubehör / Accessories

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.
<b>ARU® Wand-Rollenhalter</b>	* = Standard, für 5 Rollen Bezugsstoffe ** = Exklusiv, für 6 Rollen Bezugsstoffe	10980003* 10980004**
<b>ARU® Wall Roll Rack</b>	* = Standard, for 5 rolls of cover material ** = Exclusive, for 6 rolls of cover material	



Artikel Article	Beschreibung Description	Technische Daten Technical data	Artikel-Nr. Article no.
--------------------	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>Vakuum-Tiefziehgerät</b>	Vacupress 620 SIII-Unilock, Tischgerät mit Unilock-Verschluss, Ein-Hebel-Materialspannsystem ohne Schnellspanner, Unilock spannt Material von 0,1 bis 7 mm Stärke ohne Justierung, Breite: 750 mm Tiefe: 590 mm Höhe: 1050 mm Gewicht: 140 kg Stromanschluss: 400 V/50 Hz Verbrauch: 5,9 kW  Maße: ca. 750 x 590 x 1.050 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heizung: 5400 Watt Infrarot Quarz verspiegelt, 9-zeilig</li> <li>• Heizzeit: einstellbar über Kodierschalter</li> <li>• LED-Anzeige/Restlaufanzeige 30-199 sek.</li> <li>• Heizrost: seitlich ausfahrbar, zusätzlich um 180° nach oben schwenkbar</li> <li>• Rahmengröße: 450 x 620 mm, senkrecht fahrbar</li> <li>• Rahmenverschluss: Zentralverschluss rechts, auf Wunsch auch links lieferbar</li> <li>• Beleuchtung: voll integrierte Halogenstrahler 12 V / 2 x 35 Watt</li> <li>• Vakuumaomatik: serienmäßig - mit dem Schliessen des Rahmens schaltet die Pumpe selbsttätig ein und bei Erreichen des Nenn-Unterdruckes wieder aus</li> <li>• Heizautomatik: serienmäßig - die Flächenheizung wird elektronisch zeitgesteuert und schaltet bei Erreichen der Zeiteinheit automatisch ab</li> <li>• COOL-TEC-System: integriertes Kühlsystem zur schnelleren Abkühlung der tiefgezogenen Kunststoffe mittels justierbarer Spezialluftdüsen, die Druckluftversorgung erfolgt über externe Einspeisung - interne Reduzierung auf 1,5 bar</li> </ul>	49999961
-----------------------------	--	--	----------



<b>Vakuum-Tiefziehgerät</b>	Vacupress 620 SIII-Unilock, UNILOCK single lever central locking to tension sheet materials and milling mats 0.1 - 7.0 mm without adjustment, integrated vacuum duct, zero oil and maintenance vacuum unit Breite: 750 mm Tiefe: 590 mm Höhe: 1050 mm weight: 140 kg Stromanschluss: 400 V/50 Hz Verbrauch: 5,9 kW  Dimension: approx. 750 x 590 x 1050 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bench device with vacuum and time controlled automatic heating, 9-line</li> <li>• Mirrored quartz surface heating, heating grate can be extended, heating time 1 - 999 sec.</li> <li>• Settable via coding switch, with LED display / remaining running time display</li> <li>• Automatic pressure monitoring, frame size 620 x 450 mm, vertically mobile</li> <li>• The device is optionally available with a three-way heating selector switch, complete with 3 m cable and CEE plug</li> <li>• With illumination from fully integrated halogen spots, with built-in cooling system for faster cooling of the deep-drawn plastics using adjustable special air nozzles, the compressed air supply is via external supply - internally reduced to 1,5 bar</li> </ul>	
-----------------------------	---	--	--

## Zubehör / Accessories


Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.
<b>ARU® Cutter 4.1 Druckkraft 1.000 kg</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hohe Druckkraft durch Hebelwirkung</li> <li>• geringer Kraftaufwand nötig</li> <li>• für Polster und leichte Materialien geeignet</li> </ul>	10980030 ohne Polsterstanzmesser / without upholstery punch
		10980031 inkl. 2 Polsterstanzmesser / incl. upholstery punching knife
<b>ARU® Cutter 4.1 compression force 1.000 kg</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• high compression force by leverage</li> <li>• low effort</li> <li>• suitable for cushion materials and light materials</li> </ul>	
<b>ARU® Cutter 4.2 Druckkraft 2.000 kg</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• doppelte Druckkraft durch größere Hebelwirkung</li> <li>• deutlich weniger Kraftaufwand nötig</li> <li>• es können auch viel festere Materialien gestanzt werden</li> </ul>	10980043 ohne Polsterstanzmesser / without upholstery punch
		10980044 inkl. 2 Polsterstanzmesser / incl. upholstery punching knife
<b>ARU® Cutter 4.2 compression force 2.000 kg</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• double compression force by greater leverage</li> <li>• significant less effort</li> <li>• for solid materials</li> </ul>	



<b>ARU® Bandstahlmesser/ Lochmesser</b>	Zur Ausstattung von Vorfußpolstern, Fersenspornaussparungen, Punktentlastungen und Vorfußperforationen. Sie können mit demselben Messer Aussparungen aus der Einlage und das genau passende Polster dazu stanzen. Gerne fertigen wir auch Ihr individuelles Stanzeisen an.	10980032 a Bandstahlmesser / steel band knife
		10980033 b Bandstahlmesser / steel band knife
<b>ARU® steel band knife/ punching</b>	For punching forefoot cushion, heel spur opening, point-by-point relief and forefoot perforation. Please ask us for your individual puncher.	10980034 c Bandstahlmesser / steel band knife
		10980036 d Bandstahlmesser / steel band knife
		10980037 e Bandstahlmesser / steel band knife
		10980038 f Bandstahlmesser / steel band knife
		10980035 g Vorfuß-Lochmesser / forefoot perforation punch

ARU® Zubehör / Accessories

Abbildungmaßstab / Reproduction scale 1:1







Alle Produkte sind unbedenklich und können zur Verarbeitung von Medizinprodukten im Orthopädie-Handwerk verwendet werden. Auf Wunsch kann die Liste der schadstoffgeprüften Materialien eingesehen werden.

All products are harmless and can be used for processing medical devices in orthopaedic workshops. The list of tested materials is available for inspection on request.



Derart gekennzeichnete Produkte sind speziell für den Einsatz in der Diabetiker-Versorgung geeignet.

Products with this label are specially suited for use in products for diabetics.



RuckgaberBrüggemann Orthopädie Service GmbH hat das Qualitätsmanagementsystem eingeführt und erfüllt damit die strengen Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2008. Der Geltungsbereich umfasst die Entwicklung, Produktion und den Handel orthopädischer Produkte.

RuckgaberBrüggemann Orthopädie Service GmbH has implemented quality management and complies with the rigid requirements of DIN EN ISO 9001:2008. The area of implementation covers development, production and sales of orthopaedic products.





**Online bestellen** mit unseren web-shop Bestellformularen!



Der **elektronische Bestellprozess** von Software-System zu Software-System.



**Scannen** Sie die Barcodes auf unseren Artikeln und bestellen diese direkt aus der App heraus.



**LIVE Chat mit unseren Mitarbeitern**

Wenn Sie in unserem WebShop unterwegs sind und Wünsche oder Fragen zu unseren Produkten haben, können Sie direkt mit einem unserer Mitarbeiter chatten.

Jetzt auch schnell & unkompliziert über **WhatsApp bestellen**

**+49 7457 9497-0** 

[www.ruckgaber.de/whatsapp/datenschutz](http://www.ruckgaber.de/whatsapp/datenschutz)

**Sprechen Sie uns an.  
Wir beraten Sie gerne über die Möglichkeiten.**



**Wir helfen**

RuckgaberBruggemann Orthopädie Service GmbH  
Roseckstraße 35  
72108 Rottenburg-Seebronn

Tel.: +49 7457 9497-0  
Fax: +49 7457 9497-35

rottenburg@schein.de  
www.schein.de

